



Flexo Douche-toiletstoel

Flexo Douche-toiletstoel



51005199

Flexo met afneembare beensteunen

Het verzorgen van patiënten/bewoners op traditionele douche-toiletstoelen is zwaar werk. Het verplegend personeel staat noodgedwongen in een onnatuurlijke houding en heeft te kampen met statische rugbelasting. Met de in hoogte verstelbare douche-toiletstoel Flexo, biedt Lopital verlichting.

De Flexo geeft comfort en zekerheid aan zowel personeel als patiënt/bewoner. Dankzij haar flexibele hoogte, wordt de rugbelasting van de verzorger beperkt tot een minimum; waardoor de Flexo een belangrijke bijdrage levert aan het ARBO-beleid binnen de gezondheidszorg.

Indien de Flexo is ingesteld in de hoogste stand hebben verplegende en patiënt/bewoner oogcontact. De patiënt/bewoner heeft altijd de garantie van optimale veiligheid, omdat de stoel zich automatisch in de wigstand plaatst. Het speciale ontwerp van de Flexo zorgt ervoor dat deze direct, mits in de juiste stand ingesteld, over het toilet gereden kan worden.

Optie:

- Voorsluiting
- Rechte armsteunen
- Froli ondersteek



Standaard armsteunen met voorsluiting

- Maximaal belastbaar tot 135 kg
- Eenvoudig hydraulisch hoog/laag verstelbaar
- Laagste stand 50 cm, hoogste stand 105 cm
- Onderstel: breedte 70 cm, diepte 82 cm
- Gepolsterde zitting met toiletopening
- Inlegstuk voor toiletopening
- Opklapbare gepolsterde armsteunen voor zijdelingse transfer
- Gepolsterde rugleuning
- Opklapbare voetplaten met kuitbescherming
- In laagste stand staan voetsteunen op de grond
- Tijdens hoogste stand komt stoel in wigstand
- Veilige heupfixatie
- Geleider voor toiletemmer of ondersteek
- Vier kunststof geremde zwenkwielen
- Grote stabiliteit
- Ergonomisch zitcomfort
- Moderne vormgeving en design



Standaard armsteunen



Flexo met afneembare beensteunen (51005199)