



GK Magic Bed

GK Magic Bad



31005800 GK Magic bad 3000

GK Magic baden staan voor een perfecte balans tussen gebruiksvriendelijkheid voor het verplegend personeel en het welzijn voor de bewoner.

Hoog/laag bad

- Afsluitbare deksel.
- Automatische douche-stop (geen druk, indien niet in gebruik).
- Service-vriendelijke inspectiedeur.
- Geïntegreerde armsteunen met grip.
- In hoogte verstelbare stelvoetjes.
- Ergonomische vorm van de badkuip.
- Gebruiksvriendelijke controlepaneel met digitale display voor de badkuip en het regelen van de temperatuur.

Perfectie in innovatie





Instelbare hydrojet



Geïntegreerde armsteun met grip



Tiptoetsenpaneel



Electronisch gestuurde overloop



- Kranen met geïntegreerde badolie en shampoodispenser + automatische spoeldispenser.
- Electronisch aangestuurde drainage en wateroverloopset
- Rubberen badkuipbeschermer.
- Gepattenteerde 5 stralen hydro massagesysteem, met individueel vervangbare spuitkoppen.
- Hoog/laag functie met geïntegreerde noodstop (om het bad te laten zakken).
- Spuitkoppen kunnen makkelijk voor het reinigen verwijderd worden.
- Drie voorgeprogrammeerde levels voor het vullen van het bad met navul mogelijkheid.
- Geïntegreerde desinfectiesysteem met te programmeren toepassingstijd.
- Sleuven om makkelijk badverkorters aan te brengen.

Afm totaal: l x b, 2240 x 930 mm

Afm kuip: l x b, 1850 x 830 mm

Hoogte verstelling: 400 mm

GK Magic Bad



Magic 1000



Magic 2000



Magic 3000

| | Magic 1000 31006000 | Magic 2000 31005900 | Magic 3000 31005800 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Details | | | |
| Magneetkaart | X | X | X |
| Hoog/laag functie | X | X | X |
| Noodstop (om in geval van nood het bad te laten zakken) | X | X | X |
| Tiptoetspaneel | X | X | X |
| Bescherming en veiligheid | | | |
| Digitaal in te stellen badwater temperatuur | - | - | X |
| Digitaal in te stellen douchewater temperatuur | - | - | X |
| Mengkraan voor handmatig instellen van temperatuur van het water | X | X | - |
| Vooraf vullen van het bad door middel van drie te selecteren levels | - | X | X |
| Automatische water-vul stop | X | X | X |
| Te hervullen na automatische water-stop | X | X | X |
| Drukverlager voor douche- en desinfectieslang | - | X | X |
| Automatische activatie douche en desinfecteerunit wanneer het wordt opgepakt | - | - | X |
| Digitaal display voor vul-temperatuur | X | X | X |
| Digitaal display voor douche-temperatuur | X | X | X |
| Digitaal display voor badtemperatuur | - | X | X |
| Automatisch drainagesysteem | - | - | X |
| Automatische stop wanneer drainagesysteem is geopend | - | - | X |
| Verzorging | | | |
| Complete badolie en shampoo-dispenser | 0 | 0 | 0 |
| Automatisch spoelen voor dispenser-systeem | - | 0 | 0 |
| Desinfectie | | | |
| Desinfectie-systeem | 0 | 0 | 0 |
| Desinfectie-systeem met in te stellen tijd | - | 0 | 0 |
| Desinfectie is niet mogelijk als het bad vol is | - | 0 | 0 |
| Automatisch spoelen voor hydromassage-systeem na desinfecteer | - | 0 | 0 |
| Therapie | | | |
| Ultrasound systeem | 0 | 0 | 0 |
| Onderwater verlichting | 0 | 0 | 0 |
| 5 stralen hydromassage-systeem | - | 0 | 0 |
| 2 stralen hydromassage-systeem | 0 | 0 | - |
| Hydromassage-systeem met in te stellen intensiteit | - | 0 | 0 |
| Hydromassage-systeem met onafhankelijk in te stellen stralen | - | - | 0 |

x = inbegrepen o = optie - = niet beschikbaar