



**GK Hera Bad**

# GK Hera Bad



## Zitbad met douche-systeem Niet in hoogte verstelbaar

### 31006250 GK Hera bad

- Gemakkelijke toegang dmv een elektronisch te openen- en af te sluiten deur. Kan 180° geopend worden.
- Toegankelijk voor tilliften en plafondliften.
- Volledig geautomatiseerd controlepaneel.
- One-touch activatie voor het voorgeprogrammeerd vullen (en het stoppen met vullen) van water.
- Temperatuur is handmatig in te stellen door middel van een thermostatische draaiknop.
- Bad- en douchewater temperatuur is digitaal uit te lezen.

- Ergonomisch ontworpen zitting + een hellend gedeelte voor extra comfort van de benen en voeten.
- Maximale duurzaamheid voor jarenlang zorgeloos gebruik.

#### Opties

- 34106251** Desinfectie unit
- 34106252** Elektronische dispenser voor badolie en shampoo, geplaatst is een af te sluiten dispenserunit
- 34106253** Hydromassage unit



Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar  
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)