



GK Relax Bad

GK Relax Bad



31006200 **GK Relax bad**

Het GK Relax bad heeft diverse functies:

- Tiptoetspaneel
- Bediening met magnetische kaart
- Stand-by modus
- Kuip automatisch verhogen en verlagen
- Kuip kan automatisch hellen
- Automatisch deur open en sluiten
- Automatisch vullen met water met navul mogelijkheid
- Voorzien van douchekop
- Flowmeter
- Instelbare temperatuur met mengkraan
- Voorzien van sluitknop en noodknop
- Digitaal aflezen badwater temperatuur
- Digitaal aflezen douche temperatuur




Opties

34106202 Desinfectie unit

34106203 Shampoo & Badadditieven

34106204 Hydromassage





GK Relax Bad



1. Douche unit
2. Automatische deur
3. Desinfectie unit
4. Bedieningspaneel
5. Badinloop
6. Overloop
7. Deursluiser vergrendeling
8. Kuip
9. Veiligheidsknop/noodbediening
10. Handcontrolepaneel
11. Onderstel
12. Instelbare voetsteunen (4 stuks)

Afm: l x b, 1830 x 790 mm

Hoogteverstelling 490 x 640 mm

