



**GK Magic Bad**

# GK Magic Bad



## 02,5800 GK Magic bad 3000

GK Magic baden staan voor een perfecte balans tussen gebruiksvriendelijkheid voor het verplegend personeel en het welzijn voor de bewoner.

### Hoog/laag bad

- Afsluitbare deksel.
- Automatische douche-stop (geen druk, indien niet in gebruik).
- Service-vriendelijke inspectiedeur.
- Geïntegreerde armsteunen met grip.
- In hoogte verstelbare stelpootjes.
- Ergonomische vorm van de badkuip.
- Gebruiksvriendelijke controlepaneel met digitale display voor de badkuip en het regelen van de temperatuur.

## Perfectie in innovatie





*Instelbare hydrojet*



*Geïntegreerde armsteun met grip*



*Tiptoetsenpaneel*



*Electronisch gestuurde overloop*



- Kranen met geïntegreerde badolie en shampoodispenser + automatische spoeldispenser.
- Electronisch aangestuurde drainage en wateroverloopset
- Rubberen badkuipbeschermer.
- Gepattenteerde 5 stralen hydro massagesysteem, met individueel vervangbare spuitkoppen.
- Hoog/laag functie met geïntegreerde noodstop (om het bad te laten zakken).
- Spuitkoppen kunnen makkelijk voor het reinigen verwijderd worden.
- Drie voorgeprogrammeerde levels voor het vullen van het bad met navul mogelijkheid.
- Geïntegreerde desinfectiesysteem met te programmeren toepassingstijd.
- Sleuven om makkelijk badverkorters aan te brengen.

Afm totaal: l x b, 2240 x 930 mm

Afm kuip: l x b, 1850 x 830 mm

Hoogte verstelling: 400 mm

# GK Magic Bad



Magic 1000



Magic 2000



Magic 3000

	<b>Magic 1000</b> <b>02,6000</b>	<b>Magic 2000</b> <b>02,5900</b>	<b>Magic 3000</b> <b>02,5800</b>
<b>Details</b>			
Magneetkaart	X	X	X
Hoog/laag functie	X	X	X
Noodstop (om in geval van nood het bad te laten zakken)	X	X	X
Tiptoetspaneel	X	X	X
<b>Bescherming en veiligheid</b>			
Digitaal in te stellen badwatertemperatuur	-	-	X
Digitaal in te stellen douchewatertemperatuur	-	-	X
Mengkraan voor handmatig instellen van temperatuur van het water	X	X	-
Vooraf vullen van het bad door middel van drie te selecteren levels	-	X	X
Automatische water-vul stop	X	X	X
Te hervullen na automatische water-stop	X	X	X
Drukverlager voor douche- en desinfectieslang	-	X	X
Automatische activatie douche en desinfecteerunit wanneer het wordt opgepakt	-	-	X
Digitaal display voor vul-temperatuur	X	X	X
Digitaal display voor douche-temperatuur	X	X	X
Digitaal display voor badtemperatuur	-	X	X
Automatisch drainagesysteem	-	-	X
Automatische stop wanneer drainagesysteem is geopend	-	-	X
<b>Verzorging</b>			
Complete badolie en shampoo-dispenser	0	0	0
Automatisch spoelen voor dispenser-systeem	-	0	0
<b>Desinfectie</b>			
Desinfectie-systeem	0	0	0
Desinfectie-systeem met in te stellen tijd	-	0	0
Desinfectie is niet mogelijk als het bad vol is	-	0	0
Automatisch spoelen voor hydromassage-systeem na desinfecteer	-	0	0
<b>Therapie</b>			
Ultrasound systeem	0	0	0
Onderwater verlichting	0	0	0
5 stralen hydromassage-systeem	-	0	0
2 stralen hydromassage-systeem	0	0	-
Hydromassage-systeem met in te stellen intensiteit	-	0	0
Hydromassage-systeem met onafhankelijk in te stellen stralen	-	-	0
x = inbegrepen o = optie - = niet beschikbaar			