



**GK Basic Bad**

# GK Basic Bad



## 02,6100 GK Basic line

### Hoog/laag bad

- Bad kan vrij in de ruimte worden geplaatst.
- In hoogte verstelbaar door middel van een dubbelzijdig geïntegreerd tiptoetspaneel.
- Aan alle zijden bereikbaar.
- Thermostaat mengkraan.
- Douchekop met geïntegreerde controleknop.
- Badgebruiker is makkelijk in juiste houding te positioneren.
- Geïntegreerde armsteunen.
- Vier verstelbare voetsteunen.

### Optie

#### 02,6101 Desinfectie unit

Afm: l x b, 1900 x 830 mm

Hoogte verstelling: 675 x 925 mm

