



GK Relax Bad

GK Relax Bad



02,6200 **GK Relax bad**

Het GK Relax bad heeft diverse functies:

- Tiptoetspaneel
- Bediening met magnetische kaart
- Stand-by modus
- Kuip automatisch verhogen en verlagen
- Kuip kan automatisch hellen
- Automatisch deur open en sluiten
- Automatisch vullen met water met navul mogelijkheid
- Voorzien van douchekop
- Flowmeter
- Instelbare temperatuur met mengkraan
- Voorzien van sluitknop en noodknop
- Digitaal aflezen badwater temperatuur
- Digitaal aflezen douche temperatuur




Opties

02,6202 Desinfectie unit

02,6203 Shampoo & Badadditieven

02,6204 Hydromassage





GK Relax Bad



1. Douche unit
2. Automatische deur
3. Desinfectie unit
4. Bedieningspaneel
5. Badinloop
6. Overloop
7. Deursluitvergrendeling
8. Kuip
9. Veiligheidsknop/noodbediening
10. Handcontrolepaneel
11. Onderstel
12. Instelbare voetsteunen (4 stuks)

Afm: l x b, 1830 x 790 mm

Hoogteverstelling 490 x 640 mm

