



GK Hera Bad



Zitbad met douche-systeem Niet in hoogte verstelbaar

02,6250 GK Hera bad

- Gemakkelijke toegang dmv een elektronisch te openen- en af te sluiten deur. Kan 180° geopend worden.
- Toegankelijk voor tilliften en plafondliften.
- Volledig geautomatiseerd controlepaneel.
- One-touch activatie voor het voorgeprogrammeerd vullen (en het stoppen met vullen) van water.
- Temperatuur is handmatig in te stellen door middel van een thermostatische draaiknop.
- Bad- en douchewater temperatuur is digitaal uit te lezen.

- Ergonomisch ontworpen zitting + een hellend gedeelte voor extra comfort van de benen en voeten.
- Maximale duurzaamheid voor jarenlang zorgeloos gebruik.

Opties

02,6251 Desinfectie unit

02,6252 Elektronische dispenser voor badolie en shampoo, geplaatst is een af te sluiten dispenserunit

02,6253 Hydromassage unit

