



**Matrassen**




## Matrassen

De matrassen hebben een speciaal ademende koudschuimkern, waardoor een 20% hogere elasticiteit en comformiteit ontstaat. De matrassen waarborgen een hoge comformiteit met preventief werkende decubitus verlagende eigenschappen. De kern zorgt voor een maximale ventilatie en vochtregulatie. Het ademend vermogen is dan ook uitzonderlijk hoog, CFK-vrij en brandvertragend.

Brandvertragend polyurethaandoek (ademende werking). De bekleding heeft een basisweefsel, waarop polyurethaan coating is aangebracht. Het elastische doek is 100% vloeistofdicht en heeft een anti-bacteriele werking. 3 Zijden rits.


### VM-LO-HR 40-14 (kleur lichtblauw)

Hoog rendement van 40 kg.




### VM-LO-HR 55-14 (kleur lichtgrijs)

Hoog rendement van 55 kg.



### VM-LO-HR 60-14 (kleur lichtgeel)

Hoog rendement van 60 kg.




## Eigenschappen beschermhoes

- Urinebestendig.
- Vloeistofdicht.
- Non-allergisch.
- Kookbaar.
- Vlamvertragend.
- Waterdamp doorlatend.
- Behandeld tegen schimmelvorming.

### VM-LO-HR 40-8-6-14

Enkelzijdig traagfoam matras.



### VM-LO-HR 40-6-4-4-14

Dubbelzijdige traagfoam matras.

