



Creating balance in healthcare



Obesitas





Obesitas producten

Lopital adviseert, implementeert beleid en biedt zorgoplossingen voor mensen met obesitas. Deze doelgroep vraagt om een specifieke manier van werken en aangepaste producten. Doordat de hulpmiddelen die wij aanbieden samen met mensen met obesitas ontwikkeld zijn, is 'life without limits' ook voor hen binnen handbereik.

Door jarenlange ervaring en samenwerking met onze partner Liko / Hill-Rom hebben we een uitgebalanceerd programma voor het uitvoeren van hygiënehandelingen en het verplaatsen van mensen met obesitas. Samen met onze partner Zwaartepunt bieden wij u de mogelijkheid uw medewerkers op te leiden en beleid rondom deze aandoening binnen uw organisatie of privésfeer te implementeren.

Ook bij de verzorging van mensen met obesitas geldt dat beschikbaarheid van de juiste hulpmiddelen, in de juiste omstandigheden, op de juiste locatie veel frustratie en irritatie kan voorkomen.

Zoals alle producten die Lopital biedt, voldoen ook deze hulpmiddelen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Lopital vindt dat een fysieke of verstandelijke beperking niet mag leiden tot een sociale beperking. Met oog voor de verzorgende en de cliënt zorgen we voor beschikbaarheid van de juiste hulpmiddelen tegen een goede prijs / kwaliteitverhouding. Ook bij de verzorging van deze doelgroep is Lopital de juiste partner. Wij leveren een compleet beleidsplan voor de verzorging van mensen met obesitas en bieden de mogelijkheid om producten te huren of te kopen.

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.lopital.nl /
www.lopital.be





Viking L
Viking XL

tot 250 kg
tot 300 kg



Sabina II EE

tot 200 kg



Likorall 200
Likorall 243
Likorall 250

tot 200 kg
tot 230 kg
tot 250 kg



Tango XL

tot 250 kg



Tango XXL

tot 300 kg



Elexo
Elexo XXL

tot 180 kg
tot 220 kg



HandyTube



**Freespan
Ultra Twin
Freespan**

tot 200 / 400 kg
tot 400 kg



**Freespan Traverse
Ultra Twin
Freespan Traverse**

tot 400 kg
tot 400 kg

‘Life without
limits’ binnen
handbereik.



Marina

tot 180 kg
Afm. 92 x 225 cm



Reposheet



MultiStrap

HandySheet



Tilbanden voor obesitas

Lopital adviseert, implementeert beleid en biedt zorgoplossingen voor mensen met obesitas. Deze doelgroep vraagt om een specifieke manier van werken en aangepaste producten. Doordat de hulpmiddelen die wij aanbieden samen met mensen met obesitas ontwikkeld zijn, is 'Life without limits' ook voor hen binnen handbereik. Wij kunnen hulpmiddelen aanbieden voor het tillen van gebruikers tot 500kg.




Art.nr	Art. Omschrijving	Modelnummer	Materiaal	Maten	Goede rompalans	Verminderde rompalans	Nek-hoofd ondersteuning	Tillen van de vloer	Toilet	Amputatie	Pijngevoelig	Verminderde stafunctie	Liggend	Baden / Douchen	Verblijfsband	Looptraining
240350611X	Ultra Tilband	06	Polyester	Short, Regular, Long	•	•	•				•	•				
2403592032X	Ultra Liftpants	920	polyester net	XXL, XXXL	•											•
2403687302	Reposheet Ultra	87	Polyester net HT	Ultra		•	•	•			•	•	•			
240368410X	Liftsheet XL	84	Polyester	Regular, Tall		•	•	•			•	•	•			

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

RepoSheet Ultra

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is in vele instellingen zwaar werk. De RepoSheet is geschikt voor de zwaarste cliënten en heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift.



Ultra Tilband

De UltraSling is onze tilband voor het zittend tillen / verplaatsen van de zwaarste cliënten. De tilband heeft aparte beendelen die verbonden zijn met het tiljuk. De UltraSling heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.) en wordt samen gebruikt met ons UltraTwin-systeem, in een permanente installatie of vrijstaand in de FreeSpan.

Looptraining met broektilband

Het op eigen benen laten staan van zware cliënten is een bijzonder belangrijke stap in hun revalidatie, bijvoorbeeld na een operatie. De Ultra broektilband geeft een goede ondersteuning voor het gehele lichaam en geeft de cliënt het vertrouwen om de eerste stappen te zetten. Max. belasting tot 500 kg (1100 lbs.).





lopital®

Creating balance in healthcare



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

