



Creating balance in healthcare



Cleo Douche-toiletstoel



Cleo Douche-toiletstoel



5400 6050

Cleo Douche-toiletstoel zelfbeweger

- 2 onafhankelijke opklapbare armleuningen.
- Pur kussen met open voorzijde.
- Universele toiletrail voor emmer en / of ondersteek.
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar en in hoogte instelbaar.
- Snaplock afneembare zitting.
- 46 breed x 45 diep x 54 cm hoog.
- Max. draagvermogen 135 kg.

5400 6040

Cleo Douchestoel zelfbeweger

- 2 onafhankelijke opklapbare armleuningen.
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar en in hoogte instelbaar.
- 2 kunststof 24 inch wielen met masieve banden.
- 2 ongeremde zwenkwielen.
- Snaplock afneembare zitting.
- 46 breed x 45 diep x 52 cm hoog.
- Max. draagvermogen 135 kg.



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

