



Creating balance in healthcare



Vienna Aankleedtafel



Vienna Aankleedtafel



6500 4020 / 6500 4025

Vienna Aankleedtafel hydraulisch hoog / laag



- Blauwe kunstlederen bekleding.
- 4 dubbel geremde kunststof zwenkwielen.
- Rugverstelling.
- Zijhekken.

Technische details 6500 4020

- | | |
|------------------------|---------------|
| • Max. belasting | 150 kg |
| • Eigen gewicht | 56 kg |
| • Lengte | 160 cm |
| • Breedte | 82 cm |
| • Hoogte (verstelbaar) | 56 tot 106 cm |

Technische details 6500 4025

- | | |
|------------------------|---------------|
| • Max. belasting | 150 kg |
| • Eigen gewicht | 59 kg |
| • Lengte | 190 cm |
| • Breedte | 82 cm |
| • Hoogte (verstelbaar) | 56 tot 106 cm |





Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking

6500 4021 / 6500 4026
Vienna Aankleedtafel elektrisch hoog / laag

- Blauwe kunstlederen bekleding.
- 4 dubbel geremde kunststof zwenkwielen.
- Rugverstelling.
- Zijhekken.



Technische details 6500 4021

- Max. belasting 150 kg
- Eigen gewicht 60 kg
- Lengte 160 cm
- Breedte 82 cm
- Hoogte (verstelbaar) 56 tot 106 cm
- Hoog / laag aandrijving Actuator 24V DC
- Controlbox 24V DC, max. 250W
- Accu 24V, max. 250W
- Lader 230V AC, aansluitwaarde 100W, wandbevestiging
- Waterdichtheid IPX4

Technische details 6500 4026

- Max. belasting 150 kg
- Eigen gewicht 63 kg
- Lengte 190 cm
- Breedte 82 cm
- Hoogte (verstelbaar) 56 tot 106 cm
- Hoog / laag aandrijving Actuator 24V DC
- Controlbox 24V DC, max. 250W
- Accu 24V, max. 250W
- Lader 230V AC, aansluitwaarde 100W, wandbevestiging
- Waterdichtheid IPX4



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking

6500 5015 / 6500 5020

Vienna Aankleedtafel elektrisch hoog / laag

- Muurbevestiging.
- Blauwe kunstlederen bekleding.
- Opklapbaar gasveer gedempt.
- Geschikt voor badkamers met een minimale plafondhoogte van 230 cm.
- Afschermkap kunststof.
- Rugverstelling.
- Zijhek.
- **Optie:** extra accupack.





Technische details 6500 5015

- | | |
|---------------------------|---|
| • Max. belasting | 150 kg |
| • Eigen gewicht | 75 kg |
| • Lengte | 160 cm |
| • Breedte | 91 cm |
| • Hoogte (verstelbaar) | 49 tot 109 cm |
| • Hoog / laag aandrijving | Actuator 24V DC |
| • Controlbox | 24V DC, max. 250W |
| • Accu | 24V, max. 250W |
| • Lader | 230V AC, aansluitwaarde 100W, wandbevestiging |
| • Waterdichtheid | IPX4 |

Technische details 6500 5020

- | | |
|---------------------------|---|
| • Max. belasting | 150 kg |
| • Eigen gewicht | 78 kg |
| • Lengte | 190 cm |
| • Breedte | 91 cm |
| • Hoogte (verstelbaar) | 49 tot 109 cm |
| • Hoog / laag aandrijving | Actuator 24V DC |
| • Controlbox | 24V DC, max. 250W |
| • Accu | 24V, max. 250W |
| • Lader | 230V AC, aansluitwaarde 100W, wandbevestiging |
| • Waterdichtheid | IPX4 |



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

