



Creating balance in healthcare



Disposable Transfer- hulpmiddelen



Disposable Transferhulpmiddelen

De verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg en de toegenomen vraag naar producten voor kortdurend gebruik hebben samen geleid tot het ontwikkelen van de Solo, een reeks disposable-tilaccessoires. Het unieke van de meeste Solo-producten, vergeleken met onze gewone tilaccessoires, is dat ze gemaakt zijn van een bijzonder sterk non-woven materiaal. Solo-producten zijn niet bedoeld om te worden gewassen maar worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of wanneer de cliënt ze niet meer nodig heeft. Met andere woorden, ze zijn ontworpen voor kortdurend gebruik door één cliënt. De tilaccessoires zijn effectief in het voorkomen van de verspreiding van infecties, maar hebben daarnaast economische en praktische voordelen: wassen is niet meer nodig, en ze zijn altijd onmiddellijk beschikbaar op de afdeling.



Art.nr	Art. Omschrijving	Modelnummer	Materiaal	Maten	Goede rombalans	Verminderde rombalans	Nek-hoofd ondersteuning	Tillen van de vloer	Toilet	Amputatie	Pijngevoelig	Verminderde stafunctie	Liggend	Baden / Douchen	Verblijfsband	Looptraining
2403525091X	Solo HB tilband	250	Non woven	M, L, XL	•	•	•			•		•				
2403687100X	Solo Reposheet	870	Non woven	2 maten	•	•	•			•	•	•	•			
240368390X	Solo Octo Liftsheet	830	Non woven	M, L	•	•	•			•	•	•	•			
250369591X	Solo Multistrap	950	Non woven	3 maten							•					
2403591191X	Solo SupportVest™	911	Non woven	M, L	•				•			•				

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.



Solo HighBack Tilband

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten passende tilband. De Solo HighBack tilband kan in meest voorkomende tilsituaties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij tillen van bed naar rolstoel en naar het toilet.



Solo RepoSheet

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in bed omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om bed-legerige cliënten te draaien van rug naar buik en terug, zoals veel gebeurt op IC afdelingen..



Solo Octo tildoek

De Solo Octo tildoek is bedoeld voor horizontaal tillen met de Liko OctoStretch. De OctoStretch is eenvoudig te gebruiken en wordt ook op de afdelingen chirurgie en intensive care zeer gewaardeerd.



Solo MultiStrap

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek, zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te ondersteunen als hij op zijn zij ligt.



Solo SupportVest™

Het Solo SupportVest wordt samen gebruikt met de Sabina Opstalift om cliënten van een zittende naar een staande positie te tillen. Het Solo SupportVest tilt achter de rug en onder de armen van de cliënt. Het vest is ook geschikt voor cliënten tijdens een revalidatieproces.



Solo Cover voor Ultra Broektilband


De Solo Cover is een disposable-accessoire voor de Ultra Broektilband. De Cover wordt over de broektilband geschoven zodat deze niet vuil kan worden.



4085 9138 / 4085 9139

Glijfolie rol disposable

100mtr - 60 cm / 50 cm breed



4085 9137

Glijfolie houder 60 cm breed

Handy Transferhulpmiddelen, Non disposable



HandySheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar werk zijn. De HandySheet maakt dit gemakkelijker en kan ook worden gebruikt voor kleinere verplaatsingen in het bed.

De HandySheet is verkrijgbaar in:

- Short 70 x 70 cm.
- Short XL 120 x 85 cm.
- Long 190 x 90 cm.



HandyBelt

De HandyBelt vereenvoudigt korte verplaatsingen, zonder mechanische tiluitrusting. De band wordt gebruikt voor cliënten die minder mobiel zijn maar die slechts weinig hulp nodig hebben om zichzelf te verplaatsen.



HandyTube

De HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een cliënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen. De HandyTube is leverbaar in drie verschillende modellen, met verschillende toepassingsgebieden:

- Short 70 x 90 cm.
- Long 185 x 90 cm.
- Wide 140 x 140 cm.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

