

# UNIEKE KENNISMAKINGSACTIE GOLVO TILLIFT

De Golvo tillift is een aluminium tillift. In vergelijking met andere tilliften heeft u daardoor minder kracht nodig om de tillift te verplaatsen. Uniek aan de Golvo tillift is de parallelle pootspreiding. Daardoor biedt de Golvo tillift, in vergelijking met andere tilliften, de meest optimale onderrijdbaarheid. Met een keuze uit 250 verschillende tilbanden en de unieke verticale tilrichting biedt de Golvo tillift u het meest optimale gebruiksgemak voor het positioneren van uw cliënten.

Met deze éénmalige speciale kennismakingsactie brengen wij u graag in aanraking met de unieke voordelen van de Golvo tillift. Profiteer van deze kennismakingsactie, maar let op: voor deze actie is slechts een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Informeer bij uw vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid.

VAN: € ~~6.630,-~~  
NU VOOR:  
**€ 3.710,-**

**DIRECT  
BESTELLEN**

Deze aanbieding is geldig  
tot en met 30 september 2021



Neem contact op met uw vertegenwoordiger,  
of bel: +32 (0)3/870.51.60. Mailen kan ook: [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be)

 **lopital**<sup>®</sup>  
Creating balance in healthcare



2102000015 / 2102000019

# Liko Golvo Tillift

2102000015 / 2102000019

## Liko Golvo Tillift / LowBase

- De Golvo heeft een verticale tilrichting.
- De basis is elektrisch, parallel en belast in breedte te verstellen.
- De armsteunen bieden een extra veiligheid voor de cliënt en de zorgverlener.
- Voorzien van veiligheidssluitingen op het tiljuk.
- Kleurcodering op de mast van de lift voor de juiste tilband.
- Maximale belasting 200 kg.
- Automatische lader beveiligd tegen overladen.
- De Golvo is gemaakt van aluminium.

Het brede aanbod uitgebalanceerde accessoires maakt deze tillift uitermate geschikt voor intramurale zorginstellingen.



*Golvo LowBase.*



## Brede keuze aan accessoires

De accessoires helpen u bij het oplossen van de moeilijkste tilproblemen. Het resultaat: meer comfort voor de cliënt. Minder fysieke klachten onder het verplegend personeel, een hogere kwaliteit van zorg en een besparing in de kosten van de zorg.



*Horizontaal tillen.*



*Looptraining.*



*Liftstrap.*



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



Handbediening.



Accu-indicatie met intelligente controlbox.




Parallele pootspreiding van minimaal 73,5 cm tot maximaal 102 cm.\*



Parallele pootspreiding.



Veilige bevestiging van de tilband.



Minimale tilhoogte van 40 cm, voor tillen vanaf de grond.




Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.



Golvo met grote wielen.

## Technische details

- |               |  |                  |                                 |
|---------------|--|------------------|---------------------------------|
| • Tilsnelheid | 2 snelheden: 4,8 cm/s of 3,2 cm/s zonder belasting               | • Motor basis    | 24V, 3.5A; tandwieloverbrenging |
| • Accu's      | 2 oplaadbare accu's 12V, 2,7Ah                                   | • Lader          | Ingebouwde lader 100 - 230V     |
| • Motor mast  | Elektrische lineaire spindelmotor met veiligheidsmoer; 24V, 6.5A | • Laden          | Iedere nacht na gebruik         |
|               |  | • Materiaal      | Aluminium                       |
|               |  | • Noodbediening  | Elektrisch en handmatig         |
|               |  | • Waterdichtheid | IPX4                            |



Art.nr.	Art. omschrijving	Max. belasting	L	A		B	C	D	E	F	G	H	Eigen gewicht
				Max.	Min.								
2102000015	Golvo 9000	200	180	209	137	112	74-102	53-80	100	90	60	10,5	42
2102000019	Golvo 9000 LowBase	200	180	209	137	112	75-103	53-80	100	90	60	6-10,5	45

- Capaciteit en gewicht in kg. Maten in cm.
- Tilbereik (130 cm) is verstelbaar in hoogte
- \*Andere wielmaten zijn op verzoek leverbaar

Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar  
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

