




culSana
powered by Lopital

voor langdurige zorg
in professionele zorgomgevingen

Matrassen en hoofdkussens

Voor optimale ondersteuning en comfort.




Comfort, ondersteuning en een gezond ligklimaat zijn essentieel voor het welzijn van cliënten. Culsana ontwikkelt hoogwaardige matrassen en hoofdkussens die bijdragen aan een optimale nachtrust, drukverlaging en langdurig comfort.

De producten zijn ontwikkeld vanuit jarenlange ervaring binnen de zorgsector en combineren innovatieve materialen met doordachte ergonomische ondersteuning. Dankzij het gebruik van hoogwaardig Pantera®-schuim bieden de matrassen met unieke zonering en hoofdkussens een uitstekende drukverdeling, optimale ventilatie en een lange levensduur.

Of het nu gaat om preventie van drukpunten, ondersteuning van de juiste slaaphouding of het creëren van een aangenaam microklimaat; Culsana biedt oplossingen die bijdragen aan comfort voor de cliënt én ondersteuning van de zorgprofessional.

De kracht van Culsana

Het hart van iedere Culsana-oplossing is het duurzame Pantera®-schuim. Dit innovatieve materiaal combineert optimale ondersteuning met uitstekende ventilatie en langdurige vormvastheid. Dankzij de open celstructuur worden warmte en vocht effectief afgevoerd, terwijl drukpunten worden verminderd voor een comfortabel en gezond ligklimaat.



Voordelen van Pantera®-schuim

- ✓ Vermindert drukpunten
- ✓ Optimale ventilatie en vochtregulatie
- ✓ Langdurig vormvast zonder kuilvorming
- ✓ Duurzaam en circulair inzetbaar
- ✓ Van nature brandvertragend
- ✓ Öko-Tex® Standard 100 gecertificeerd

Veiligheid als vanzelfsprekend

Met meer dan 20 jaar bewezen kwaliteit staat Pantera® bekend om zijn duurzaamheid, elasticiteit en consistente prestaties. Bovendien beschikt het materiaal van nature over brandvertragende eigenschappen en voldoet het aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen.

Matrassen voor optimale ondersteuning

Voor zorgomgevingen biedt Culsana het Medical AD-zorgmatras, ontwikkeld in samenwerking met de Decubitus Stichting. Het matras ondersteunt preventief bij het voorkomen van drukgerelateerde huidproblemen en draagt bij aan langdurig ligcomfort. Dankzij de unieke zonering en de luchtdoorlatende Pantera®-kern worden drukpunten effectief verdeeld en ontstaat een aangenaam microklimaat.

Het duurzame, tweezijdig te gebruiken matras is ontworpen voor intensief gebruik binnen de zorg en kan worden uitgevoerd met een Bamboe soft tijk, spatwaterdichte of wasstraatbestendige PU-hoes. Daarnaast is maatwerk mogelijk voor specifieke zorgvragen, zoals bariatrische zorg of cliënten met een dwarslaesie.

Belangrijkste kenmerken

- ✓ Unieke lichaamszonering
- ✓ Optimale drukverdeling
- ✓ Uitstekende ventilatie
- ✓ Duurzaam en vormvast
- ✓ Tweezijdig te gebruiken; langere levensduur
- ✓ Verkrijgbaar met een gestikte PU-hoes met spatwaterdichte rits of een gelaste wasstraatbestendige PU-hoes met waterdichte rits



PU-hoes met spatwaterdichte rits

Zonering Culsana Medical Anti-Decubitus Zorgmatras



Het Culsana matras is opgebouwd uit een zonering, waarbij elke zone is afgestemd op het lichaam. Dit zorgt voor gelijkmatige ondersteuning en drukverdeling en daardoor ook een goede lichaamshouding. Het matras is verkrijgbaar in diverse afmetingen en diktes. Ook de toplaag van de Deluxe-uitvoering is leverbaar in verschillende diktes.

Dankzij de unieke eigenschappen van Pantera®-schuim ligt de cliënt op het matras in plaats van erin weg te zakken. Hierdoor worden natuurlijke bewegingen in bed gestimuleerd en kan de cliënt zich gemakkelijker zelfstandig omdraaien. In de praktijk leidt dit vaak tot minder behoefte aan wisselgigging, doordat cliënten zelf actiever van houding veranderen. Ook voor zorgverleners biedt dit belangrijke voordelen. Transfers en zorghandelingen in bed verlopen gemakkelijker, waardoor de fysieke belasting afneemt.

Culsana Medical Soft

Geschikt tot 70 kg en voor wie zacht wil liggen.

Culsana Medical Balance

Geschikt voor 60 kg tot 130 kg.

Culsana Medical Hard

Geschikt vanaf 120 kg of bij voorkeur voor een steviger ligcomfort.

Het matras is aan twee zijden te gebruiken en ontwikkeld voor langdurig en intensief gebruik. De praktijk heeft bewezen dat de inzet van alternierende matrassystemen hierdoor vaak beperkt of zelfs overbodig wordt.

Hoofdkussens voor comfort en een goede nachtrust

Culsana Medical hoofdkussens met Bamboo Soft hoes of afwasbare PU-hoes met luchtmembraan



Een goede ondersteuning van hoofd, nek en schouders is essentieel voor een comfortabele nachtrust. De hoofdkussens van Culsana zijn gevuld met ademende Pantera®-vlokken en bieden een optimale balans tussen ondersteuning en comfort. Dankzij de instelbare vulling kan het kussen eenvoudig worden afgestemd op de persoonlijke voorkeur van de gebruiker, terwijl de ademende materialen bijdragen aan een aangenaam en goed geventileerd slaapklimaat.

Belangrijkste kenmerken

- ✓ Het luchtmembraan bij de rits in de PU-hoes voorkomt ballonvorming.
- ✓ De structuur van het kussen zorgt voor een makkelijkere positionering.
- ✓ Zelf de dikte te bepalen door aanpassen van de vulling.
- ✓ Diverse afmetingen en vormen leverbaar, bijvoorbeeld als jantje kussen.
- ✓ Het hoofdkussen, met Bamboo of PU-hoes, is volledig wasbaar op 60°C.
- ✓ Zowel de vlokken van Pantera®-schuim als de Bamboo-hoes zijn voorzien van het Öko-Tex® Standaard 100 keurmerk.



Circulair comfort

Hoogwaardige reststukken Pantera®-schuim die vrijkomen tijdens de productie van matrassen worden verwerkt tot comfortabele schuimvlokken voor de vulling van onze hoofdkussens. Zo benutten wij materialen optimaal en draagt het bij aan een duurzamer productieproces.



Garantie

Bij Culsana geloven we in de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten. Daarom bieden wij uitgebreide garantietermijnen op onze matrassen en hoofdkussens.

Culsana Easy Breath hoofdkussens met ademdoorlatende hoes



Ontwikkeld in samenwerking met expertisecentrum Kempenhaeghe, biedt het Easy Breath hoofdkussen optimale ondersteuning voor mensen met epilepsie. De ademdoorlatende hoes en zachte Pantera®-vlokken zorgen voor een comfortabel en goed geventileerd slaapklimaat. Door de uitstekende vocht- en warmteregulatie is het kussen bovendien zeer geschikt voor mensen die tijdens het slapen veel transpireren.

Belangrijkste kenmerken

- ✓ Uitstekend ademdoorlatend vermogen (ventilerend).
- ✓ Aanvullend verkrijgbaar met een ademdoorlatende kussensloop.
- ✓ Zelf de dikte te bepalen door aanpassen van de vulling.
- ✓ Leverbaar in diverse afmetingen.
- ✓ Het volledige kussen is wasbaar op 60°C.
- ✓ Zowel de vlokken van Pantera®-schuim als de 3D-hoes zijn voorzien van het Öko-Tex® standaard 100 keurmerk.

Garantietermijnen:

- **Matraskern:** 10 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten en 7 jaar op vormvastheid (kuilvorming) bij continu (24-uurs) gebruik conform de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
- **Hoofdkussens:** 3 jaar garantie
- **Hoezen:** 3 jaar garantie

Zo bent u verzekerd van langdurig comfort, betrouwbare ondersteuning en een duurzame investering.



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België B.V., Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3 870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

