

De specialist in hygiëne en transfer





**Hygiëne en transfers – onze
expertise, jouw comfort**

Inhoud

Inleiding	05
Douche-toiletstoelen	07
Douchebrancards	22
Actieve opstahulp	29
Meerwaardetabel	32
Accessoires	36
StatMeter	37
Baden	38
Vrijrijdbare tilliften	42
Plafondtillift systeem	50
Tilbanden	59
Disposables	63
Tiljukken & accessoires	65
Mobiliteitsindicator	68





Voor een zorgeloze,
positieve douche-ervaring

Dutch Design

Nederlandse zorgoplossingen met ergonomie voor de zorg en comfort voor de cliënt centraal

Lopital is de specialist in hygiëne- en zorgoplossingen die het leven gemakkelijker en waardiger maken. Met Nederlandse innovatie en vakmanschap creëren we producten die comfort voor de cliënt combineren met gebruiksgemak voor de zorgverlener. Onze focus op kwaliteit, duurzaamheid en antibacteriële bescherming zorgt voor veilige en moeiteloze zorg – **elke dag opnieuw**.



60 maanden garantie: Gemaakt voor dagelijks gebruik en ondersteund door double spatie een garantie van 60 maanden, voor betrouwbare prestaties.



Onderhoudsvriendelijk: moeiteloos onderhoud dankzij Plug & Play-functionaliteit voor directe installatie en probleemloos gebruik.



Antibacteriële coating: effectieve langdurige bescherming tegen ziektekiemen en bacteriën dankzij zilverionen.



Ontworpen met het oog op duurzaamheid: verminderde CO₂-voetafdruk gedurende de gehele levenscyclus van het product.



Gerecyclede materialen: gemaakt van maximaal 75% gerecycled aluminium.





Gegarandeerde kwaliteit

Al onze producten worden ontworpen en geproduceerd in Nederland, waardoor topkwaliteit en vakmanschap gegarandeerd zijn. Daar zijn we erg trots op. Bovendien bieden we 60 maanden garantie op al onze producten, zodat u verzekerd bent van gemoedsrust en tevredenheid over uw aankoop.

StatMeter®

De StatMeter is een online tool, ontwikkeld door LOCOmotion en Lopital, die zorgverleners helpt hun statische belasting te beoordelen, bewustwording te vergroten en tips geeft om overbelasting en ziekteverzuim te voorkomen.





**Alleen de beste producten.
Kwaliteit en veiligheid
staan altijd voorop**

Douche-toiletstoelen

Bij Lopital geloven we dat veilige en waardige zorg begint met de juiste ondersteuning – zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener. Onze douche-toiletstoelen zijn ontworpen om cliënten comfort en onafhankelijkheid te bieden en tegelijkertijd de fysieke belasting voor zorgverleners te verminderen.

Traditionele doucheoplossingen dwingen zorgverleners vaak tot ongemakkelijke houdingen, wat leidt tot statische rug- en schouderbelasting. Lopital pakt dit probleem aan met ergonomisch ontworpen, in hoogte verstelbare douche-toiletstoelen. Deze stoelen zorgen niet alleen voor een veiligere en comfortabelere ervaring voor cliënten, maar helpen ook fysieke overbelasting van zorgverleners te voorkomen.


Door veiligheid, comfort en gebruiksgemak te combineren, dragen de douche-toiletstoelen van Lopital rechtstreeks bij aan gezondere werkomstandigheden in de gezondheidszorg en ondersteunen ze een duurzaam evenwicht tussen hoogwaardige zorg en het welzijn van zorgverleners.

Doordacht ontwikkelde hygiënehulpmiddelen voor veilig en comfortabel douchen.

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745)



Voor meer informatie
bezoek onze website
www.lopital.nl



5100 5100 Nemo

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot een ernstig verminderde mobiliteit



Kantelfunctie tot maximaal 30° achterwaarts.



Bedieningshendel om de stoel te kantelen.



Standaard uitgevoerd met hoofd- / neksteun. In hoogte en diepte verstelbaar.



Optie: Comfort beensteun set afneembaar en verstelbaar (Art. nr. 6960 8026).

Veilig, hygiënisch
en comfortabel.
Gemakkelijk kantelen
voor optimale zorg.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg	Kantelen
5100 5100	Nemo douche-toiletstoel	100	66	44	47	54	150	24	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

5100 5199
Flexo

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot zeer ernstig verminderde mobiliteit.



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting kg	Productgewicht in kg	Kantelen
5100 5199	Flexo douche-toiletstoel	104	73	44	47	50 - 105	150	38	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Functioneel en eenvoudig sinds 1993.


Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Optie: Hoofd- / neksteun, in hoogte en diepte verstelbaar.



Hoog / laag bediening d.m.v. voetpomp.



Optie: 2-punts veiligheidsriem.



Optie: Comfort beensteun set afneembaar en verstelbaar (Art. nr. 6960 8026).

5100 5500
Elexo

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot zeer ernstig verminderde mobiliteit.



Traploos en comfortabel
hoog / laag bewegen.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Onafhankelijke, opklapbare armleuningen met voorsluiting.



Optie: Hoofd- / neksteun, in hoogte en diepte verstelbaar.



Optie: Comfort beensteun set afneembaar en verstelbaar (Art. nr. 6960 8026).



Oplaadpunt met magneetkoppeling, geen losse accu nodig.

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg	Kantelen
5100 5500	Elexo douche-toiletstoel	104	70	44	47	50 - 105	180	47	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

5100 5300

Elexo XXL



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg	Kantelen
5100 5300	Elexo XXL douche-toiletstoel	119	89	54	70	50 - 105	220	71	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Omdat goede hygiëne ook voor obesitas-cliënten bereikbaar moet zijn.


Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar. Verlengde volledig wegdraaibare armsteunen.



Uitgerust met richtingswiel.



Optie: Hoofd- / neksteun, in hoogte en diepte verstelbaar.

5100 5600

Reflex

In hoogte verstelbare
voetsteunen

Geschikt voor mensen met
een zeer licht tot zeer ernstig
verminderde mobiliteit.



Voor zowel het verzorgend personeel
als de cliënt, is het comfort optimaal.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Met in hoogte verstelbare voetsteunen.



Oplaadpunt met magneet koppeling,
geen losse accu nodig.



Eenvoudige bediening met
tiptoetsen in de rugleuning.

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte verstelling	In hoogte verstelbare voetsteunen	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg	Kantelen
5100 5600	Reflex 5600 douche-toiletstoel hoogte verstelbare voetsteunen	106	70	44	47	50 - 100	25	135	53	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

5100 5605

Reflex

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot zeer ernstig verminderde mobiliteit.



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg	Kantelen
5100 5605	Reflex 5605 douche-toiletstoel	116	70	44	47	50 - 100	135	53	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Nog meer optimale mogelijkheden met de Reflex.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Optie: Comfort beensteun set afneembaar en verstelbaar (Art. nr. 6960 8026).



Onafhankelijk opklapbare armsteunen met voorsluiting.



Wegdraibare en afneembare voetsteunen.



5100 5950

Reflex XL

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot zeer ernstig verminderde mobiliteit.



Comfort voor zwaardere zorgvragers.
Extra sterk, tot 227 kg.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Handbediening



Het zijdisplay geeft duidelijke status- en foutcodes weer voor een snelle diagnose.



Optie: Comfort beensteun set afneembaar en verstelbaar (Art. nr. 6960 8026).

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte verstelling	In hoogte verstelbare voetsteunen	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg	Kantelen naar achteren	Kantelen naar voren	Verstelling van de hoofdsteun	Lengteverstelling van de hoofdsteun
5100 5950	Reflex XL douche-toiletstoel	117	74	44	47	47 - 85	8	227	63	30°	10°	7	12

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

5100 5900

Reflex XXL



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg	Kantelen naar achteren	Kantelen naar voren	Verstelling van de hoofsteun	Lengteverstelling van de hoofsteun
5100 5900	Reflex XXL douche-toiletstoel	121	84	53	70 - 80	45 - 76	275	70	30°	10°	7	12

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Krachtig. Comfortabel. Betrouwbaar.

Extra sterk, tot 275 kg.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Individueel opklapbare comfortabele armleuningen.



In hoogte verstelbare en wegzwenkbare voetsteunen.



Het zijdisplay geeft duidelijke status- en foutcodes weer voor een snelle diagnose.



FLEXO?

In de hoogste stand kantelt de stoel maximaal 20° achterover.

Maximale belasting 150 kg

Gepolsterde wegklapbare armleuningen met voorsluiting

Comfortabele zitting met zitopening

Eenvoudig hydraulisch in hoogte verstelbaar

Rail voor toiletemmer of ondersteek

Opvouwbare voetsteunen met kuitbescherming

Vier dubbel geremde zwenkwielen

Voetsteunen raken de grond wanneer ze in de laagste stand staan



OF REFLEX?

Hoofd-/neksteun, in hoogte en diepte verstelbaar

Gepolsterde wegklapbare arMLEUNINGEN met voorsluiting

Gebruiksvriendelijke tiptoets-bediening op de rugleuning

Comfortabele zitting met toiletopening

Rail voor toiletemmer of ondersteek

In hoogte verstelbare beensteun en bescherming van de kuiten

Elektrische hoogterestelling

Vier dubbel geremde zwenkwieien

Maximale belasting 135 kg

5100 5700

Tango

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot een ernstig verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting in kg	Product gewicht in kg
5100 5700	Tango douche-toiletstoel	84	66	44	47	55	180	19

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Functionele eenvoud.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Opklapbare armsteunen.



Wegdraaibare en opklapbare voetsteunen.



Ergonomische gevormde zitting voor toiletgebruik.



Optie: Houder disposable ondersteek (Art. nr. 6950 1110).

5100 5750

Tango XL

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot een ernstig verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg
5100 5750	Tango XL douche-toiletstoel	109	65	49	56	53	250	27

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Krachtig in eenvoud.
Extra sterk, tot 250 kg.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Opklapbare armsteunen.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar.



Optie: Comfort beensteun set afneembaar en verstelbaar (Art. nr. 6960 8026).



Antibacteriële coating: effectieve langdurige bescherming tegen ziektekiemen en bacteriën dankzij zilverionen.

5100 5850

Tango XXL

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot een ernstig verminderde mobiliteit



Veilige en comfortabele verzorging van obesitas-cliënten.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.

Extra sterk, tot 360 kg.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Duwbeugel op rugleuning voor soepele verrijdbaarheid.

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg
5100 5850	Tango XXL douche-toiletstoel	115	69	53	70 - 80	51	360	34

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Timo

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot een ernstig verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Zitdiepte	Zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg
5400 6005	Timo douchekrak	63	57	49	47	50	135	15
5400 6020	Timo 6020 douchestoel	63	57	49	47	50	135	15
5400 6021	Timo 6021 douche-toiletstoel	63	57	49	47	50	135	15
5400 6030	Timo 6030 douche-toiletstoel	63	57	49	47	54	135	15
5400 6035	Timo 6035 douche-toiletstoel	91	49	47	54	135	16	

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



5400 6035
Timo 6035 douche-toiletstoel



5400 6005
Timo douchekrak



5400 6030
Timo 6030 douche-toiletstoel



5400 6020
Timo 6020 douchestoel



5400 6021
Timo 6021 douche-toiletstoel

Veilig, hygiënisch
en comfortabel.

Zie pagina 36 voor extra accessoires.



Snaplock afneembare zitting.



Voortdurende innovatie
en ontwikkeling

Douchebrancard



Voor cliënten die in liggende houding verzorgd moeten worden, bieden de douchebrancards en brancards van Lopital een veilige en comfortabele oplossing. Ze zorgen voor waardige hygiënische verzorging en maken het voor zorgverleners gemakkelijker om te bewegen.

Traditionele methoden vereisen vaak zwaar tillen en ongemakkelijke houdingen. Onze verrijdbare en aan de muur bevestigde brancards zijn ontworpen om transfers te minimaliseren en fysieke belasting te verminderen, waardoor zorgverleners op een ergonomische manier dichterbij de cliënt kunnen werken. Dankzij de in hoogte verstelbare opties – zowel hydraulisch als elektrisch – kan de brancard op één lijn worden gebracht met het bed voor soepele, horizontale transfers.

Door onnodig tillen te verminderen en actieve deelname van cliënten waar mogelijk te ondersteunen, dragen de douchebrancards van Lopital bij aan veiligere en efficiëntere zorg. Het resultaat: meer comfort en onafhankelijkheid voor cliënten en gezondere werkomstandigheden voor zorgverleners.



Voor meer informatie
bezoek onze website
www.lopital.nl



6100 2010 / 6100 2060

Marina Deluxe

Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Marina Deluxe hydraulisch douchebrancard



Marina Deluxe elektrisch douchebrancard



Elektrische of d.m.v. gasveer verstelbare rugverstelling (Marina Deluxe).



Half-centraal remsysteem (Marina Deluxe).



Zijkhek met verlaagd middendeel voor het verlenen van optimale zorg (Marina Deluxe & Basic).

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg
6100 2010	Marina Deluxe hydraulisch douchebrancard	186	81	170	70 – 80	45 – 95	227	80
		206		190				
		226		210				
6100 2060	Marina Deluxe elektrisch douchebrancard	186	81	170	70 – 80	45 – 95	227	80
		206		190				
		226		210				
6720 0010	Matras Deluxe 186 cm	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matras Deluxe 206 cm	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matras Deluxe 226 cm	-	-	210	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters

6100 2000 / 6100 2050

Marina Basic

Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Licht, comfortabel
en veelzijdig
in gebruik.




Marina Basic elektrisch douchebrancard



Marina Basic hydraulisch douchebrancard

Douchebrancard



Met een standaard ingebouwde lengteverstelling (Marina Deluxe & Basic).



Schuinstelling (Anti-Trendelenburg) (Marina Deluxe & Basic).



Controlbox met noodstop (Marina Deluxe & Basic elektrisch).

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting in kg	Productgewicht in kg
6100 2000	Marina Basic hydraulisch douchebrancard	186	81	170	70 – 80	45 – 95	227	76
		206		190				
		226		210				
6100 2050	Marina Basic elektrisch douchebrancard	186	81	170	70 – 80	45 – 95	227	76
		206		190				
		226		210				
6720 0005	Matras Basic 186 cm	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matras Basic 206 cm	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matras Deluxe 226 cm	-	-	210	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

6200 4015

Amfora

Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Comfort en mobiliteit in één.



Antibacteriële coating: effectieve langdurige bescherming tegen ziektekiemen en bacteriën dankzij zilverionen.



6200 4015
Amfora hydraulisch
douchebrancard

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting in kg	Productge- wicht in kg
6200 4015	Amfora hydraulisch douchebrancard	190	82	180	70	50 - 100	150	63

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

6100 2500 / 6100 2505 / 6100 2510

Sirocco Deluxe & Basic


Geschikt voor mensen met een ernstig tot
zeer ernstige verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Hoog / laag	Max. belasting in kg	Product- gewicht in kg		
6100 2500	Sirocco Basic douchebrancard	186	206	95	170	190	70 - 75	45 - 95	227	71
6100 2505	Sirocco Basic vaste hoogte douchebrancard	186	206	95	170	190	70 - 75	-	150	75
6100 2510	Sirocco Deluxe douchebrancard	186	206	95	170	190	70 - 75	45 - 95	227	73
6720 0005	Matras Basic 186 cm	-	-	170	70	-	-	-	-	-
6720 0015	Matras Basic 206 cm	-	-	190	70	-	-	-	-	-
6720 0010	Matras Deluxe 186 cm	-	-	170	70	-	-	-	-	-
6720 0020	Matras Deluxe 206 cm	-	-	190	70	-	-	-	-	-


Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.




6100 2500
Sirocco Basic douchebrancard
Muurbevestiging



6100 2505
Sirocco Basic vaste hoogte douchebrancard
Muurbevestiging



6100 2510
Sirocco Deluxe douchebrancard
Muurbevestiging



Met standaard ingebouwde lengteverstelling
(Sirocco Basic & Deluxe)

6500 4025 / 6500 5030

Vienna Deluxe & Basic

Geschikt voor mensen met een ernstig tot
zeer ernstige verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belas- ting in kg	Product gewicht in kg
6500 4025	Vienna hydraulisch aankleedtafel	190	82	-	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Vienna Deluxe wand aankleedtafel	190	103	-	70	45 - 95	227	70
6500 5035	Vienna Basic wand vaste hoogte aankleedtafel	190	100	-	70	-	150	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Eenvoudige bediening
verhoogt het gebruikersgemak.



6500 4025
Vienna hydraulisch aankleedtafel



6500 5030
Vienna Deluxe wand aankleedtafel



6500 5035
Vienna Basic wand vaste hoogte
aankleedtafel



Antibacteriële coating: effectieve langdurige bescherming
tegen ziektekiemen en bacteriën dankzij zilverionen.



Lotus.
**De kracht van eenvoudig
opstaan**

5900 8200 / 5900 8250 / 5900 8270

Lotus

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit



5900 8200
Lotus

Lotus en Lotus Compact:

- Maximale belasting: 200 kg

Lotus XL:

- Maximale belasting: 227 kg
- Extra brede ruimte tussen de zitschalen

Lotus, Lotus Compact en Lotus XL:

- Wegdraaibare zitdelen, voorzien van snaplock vergrendeling
- Mechanische pootspreiding.
- Ideale zithoek.
- Stevige voetplaat.
- 2 kunststof geremde zwenkwielen.
- In hoogte verstelbare beensteun.
- Antibacteriële coating op frame.

De Lotus en Lotus XL zijn ontworpen voor gebruikers met een gemiddelde lengte tussen 1,70 en 1,95 m.

De Lotus Compact is ontworpen voor gebruikers met een gemiddelde lengte tussen de 1,35 en 1,70 m.



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Maximale belasting kg	Lengte x breedte x hoogte	Breedte poten	Mechanische pootspreiding	Productgewicht in kg	Lengte cliënt
5900 8200	Lotus actieve opstahulp	200 kg	96 cm x 66 cm x 110 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32	170 cm – 195 cm
5900 8250	Lotus Compact actieve opstahulp	200 kg	96 cm x 66 cm x 101 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32	135 cm – 170 cm
5900 8270	Lotus XL actieve opstahulp	227 kg	102 cm x 74 cm x 110 cm	74 cm	57 cm – 94 cm	36	170 cm – 195 cm

Lotus. Sterk in ondersteuning.

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit



5900 8250
Lotus Compact



5900 8270
Lotus XL

Actieve opstahulp



Wegdraaibare zitdelen.



Mechanische voetspreiding.



Lotus en Lotus Compact



Lotus XL



Variabele aangrijppunten.



Wielblokkering.



Comfortabele onderbeensteunen.

Meerwaardetabel douche-toiletstoelen

Art. nr.	Art. omschrijving	Verstelbaar hydraulisch/elektrisch of vast	Verrijdbaar	Hoog / laag	Hoofd- / neksteun	Kantelbaar	Douche	Toilet	Comfort PUR	Tech. levensduur min. 10 jaar*	Snaplock afneembare zitting	Armsteunen met voorssluiting	Kan over toiletpot heen	Obesitas
5100 5100	Nemo douche-toiletstoel	pneumatisch	•		•	•	•	•	•	•		optie	•	
5100 5199	Flexo douche-toiletstoel	hydraulisch	•	•	optie		•	•	•	•		•	•	
5100 5500	Elexo douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	optie		•	•	•	•		•	•	
5100 5300	Elexo XXL douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	optie		•	•	•	•	•		•	•
5100 5600	Reflex 5600 douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5605	Reflex 5605 douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
5100 5900	Reflex XXL douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
5100 5950	Reflex XL douche-toiletstoel	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

Voor instructie en demonstratie zie: www.lopital.nl/downloads-videos



5100 5100
Nemo douche-toiletstoel



5100 5199
Flexo douche-toiletstoel



5100 5500
Elexo douche-toiletstoel



5100 5300
Elexo XXL douche-toiletstoel



5100 5600
Reflex 5600 douche-toiletstoel
in hoogte verstelbare voetsteun



5100 5605
Reflex 5605 douche-toiletstoel



5100 5950
Reflex XL douche-toiletstoel



5100 5900
Reflex XXL douche-toiletstoel

* Technische levensduur is alleen gegarandeerd bij juist gebruik en onderhoud volgens het voorschrift van de leverancier.

Art. nr.	Art. omschrijving	Verstelbaar hydraulisch/elektrisch of vast	Verrijdbaar	Hoog / laag	Hoofd- / neksteun	Kantelbaar	Douche	Toilet	Comfort PUR	Snaplock afneembare zitting	Tech. levensduur min. 10 jaar*	Armsteunen met voorluiding	Kan over toiletpot heen	Obesitas
5100 5700	Tango douche-toiletstoel	vast	•		optie		•	•	•		•	optie	•	
5100 5750	Tango XL douche-toiletstoel	vast	•		optie		•	•	•	•	•		•	•
5100 5850	Tango XXL douche-toiletstoel	vast	•		optie		•	•	•	•	•		•	•
5400 6005	Timo douche-kruk	vast					•		•	•	•			
5400 6020	Timo 6020 douchestoel	vast					•		•	•	•	optie		
5400 6021	Timo 6021 douche-toiletstoel	vast					•	•	•	•	•	optie	•	
5400 6030	Timo 6030 douche-toiletstoel	vast	•				•	•	•	•	•	optie	•	
5400 6035	Timo 6035 douche-toiletstoel	vast	•				•	•	•	•	•	optie	•	

Voor instructie en demonstratie zie: www.lopital.nl/downloads-videos



5100 5700
Tango douche-toiletstoel



5100 5750
Tango XL douche-toiletstoel



5100 5850
Tango XXL douche-toiletstoel



5400 6005
Timo douche-kruk



5400 6020
Timo 6020 douchestoel



5400 6021
Timo 6021 douche-toiletstoel



5400 6030
Timo 6030 douche-toiletstoel



5400 6035
Timo 6035 douche-toiletstoel

* Technische levensduur is alleen gegarandeerd bij juist gebruik en onderhoud volgens het voorschrift van de leverancier.

Meerwaardetabel douchebrancards & aankleedtafels



6100 2010
**Marina Deluxe hydraulisch
douchebrancard**



6100 2060
**Marina Deluxe elektrisch
douchebrancard**



6100 2000
**Marina Basic hydraulisch
douchebrancard**



6100 2050
**Marina Basic elektrisch
douchebrancard**



6100 2500
Sirocco Basic douchebrancard
Muurbevestiging



6100 2505
**Sirocco Basic vaste hoogte
douchebrancard**
Muurbevestiging



6100 2510
Sirocco Deluxe douchebrancard
Muurbevestiging



6100 3070
**Stylex hydraulisch
douchebrancard**



6200 4015
**Amfora hydraulisch
douchebrancard**



6500 4025
Vienna hydraulisch aankleedtafel



6500 5030
Vienna Deluxe
wand aankleedtafel



6500 5035
Vienna Basic wandvaste hoogte
aankleedtafel

Art. nr.	Art. omschrijving	Verstelbaar hydraulisch / elektrisch of vast	Vrijdbaar	Hoog / laag	Schuivverstelling	Rugverstelling	Centraal geremd	Rechtstandig hoog / laag	Extra extern accupack	Modern design	Tech. levensduur min. 10 jaar*	Aluminium licht gewicht	Comfort kussen	Muur bevestiging	Obesitas
6100 2010	Marina Deluxe hydraulisch douchebrancard	hydraulisch	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
6100 2060	Marina Deluxe elektrisch douchebrancard	elektrisch	•	•	•	•	•	•	optie	•	•	•			•
6100 2000	Marina Basic hydraulisch douchebrancard	hydraulisch	•	•	•			•		•	•	•	•		•
6100 2050	Marina Basic elektrisch douchebrancard	elektrisch	•	•	•			•	optie	•	•	•			•
6100 2500	Sirocco Basic douchebrancard	elektrisch		•				•	optie	•	•		•	•	•
6100 2505	Sirocco Basic vaste hoogte douchebrancard	vast								•	•			•	
6100 2510	Sirocco Deluxe douchebrancard	elektrisch		•		•		•	optie	•	•		•	•	•
6100 3070	Stylex hydraulisch douchebrancard	hydraulisch	•	•		•				•	•				
6200 4015	Amfora hydraulisch douchebrancard	hydraulisch	•	•		•				•	•				
6500 4025	Vienna hydraulisch aankleedtafel	hydraulisch	•	•		•				•	•				
6500 5030	Vienna Deluxe wand aankleedtafel	elektrisch		•		•		•	optie	•	•			•	•
6500 5035	Vienna Basic wand vaste hoogte aankleedtafel	vast								•	•			•	

Voor instructie en demonstratie zie: www.lopital.nl/downloads-videos


* Technische levensduur is alleen gegarandeerd bij juist gebruik en onderhoud volgens het voorschrift van de leverancier.

Accessoires voor douche-toiletstoelen

Art. nr.	Art. omschrijving	Nemo	Flexo	Elexo	Elexo XXL	Reflex 5100 5600	Reflex 5100 5605	Reflex XL	Reflex XXL	Tango	Tango XL	Tango XXL
6840 5500	Hoofdsteun verstelbaar		•	•	•					•	•	•
6840 5661	Voorsluiting set met extra vergrendeling	•	•	•		•	•			•		
6975 8044	Veiligheidsgordel 2-punts met kunststof gesp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1104	Po steek met deksel kunststof	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 1110	Adapterplaat voor disposable ondersteek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6950 5624	Platilon rugleuning	•	•	•		•	•			•		
6950 5625	Platilon zitting U-model	•	•	•		•	•			•		
6960 5198	Voetsteunset kort	•	•	•	•	•	•				•	•
6960 8026	Comfort beensteun set afneembaar	•	•	•		•	•	•	•		•	
6975 8045	Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting	•	•	•		•	•			•	•	•
7500 5693	Verhogingsbus 30mm (alle stoelen m.u.v. XL/XXL)	•	•	•		•	•			•		
6840 5678	Rugkap Reflex + handbediening					•	•					



6840 5500 / 6840 5510
Hoofdsteun verstelbaar + houder



6840 5661
Voorsluiting set met extra vergrendeling blauw compleet



6975 8044
Veiligheidsgordel met kunststof gesp



6950 1104
Po steek met deksel kunststof



6950 5624 / 6950 5625
Platilon rugleuning / Platilon zitting U-model



6950 1110
Adapterplaat voor disposable ondersteek



6960 8026
Comfort beensteun set afneembaar



6975 8045
Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting



7500 5693
Verhogingsbus 30mm

Maak statische belasting zichtbaar met de StatMeter

De **StatMeter** is een gratis online tool, ontwikkeld door **LOCOmotion** en **Lopital**, die zorgprofessionals helpt inzicht te krijgen in hun eigen fysieke belasting. Door slechts een paar vragen in te vullen, krijg je direct praktische tips en handvatten om klachten te voorkomen.

- 💡 Individueel of met het hele team in te vullen
- 💡 Persoonlijke risicoanalyse en verbeterideeën
- 💡 Geen opslag van persoonsgegevens

“Je voelt het niet meteen. Het sluipt erin. Tot het te laat is.” – Nico Knibbe, Bewegingswetenschapper bij LOCOmotion

Van inzicht naar actie – het 3x3 verbeterplan

Na het invullen van de StatMeter ontstaan er direct verbeterideeën. Iedere medewerker kiest drie persoonlijke acties waar hij/zij op gaat letten. Daarna bepaalt het team gezamenlijk drie afdelingsbrede verbeteringen. Samen vormen deze acties het **3x3 verbeterplan**.



Aan de slag met gezonde werkmethoden in de gezondheidszorg

Of u nu ergonomisch coach, teamleider of zorgverlener bent, StatMeter helpt u het gesprek over gezonder werken op gang te brengen. Een kleine investering in tijd, een grote impact op de werktevredenheid en inzetbaarheid.

StatMeter

 **Begin vandaag nog: www.stat-meter.com**

 **Wilt u meer weten? Bezoek dan www.lopital.nl of neem contact met ons op.**



Bathaid Premium & Premium Plus

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot zeer ernstig verminderde mobiliteit.



Elektronische weergave van de watertemperatuur – duidelijke monitoring van de temperatuur van het badwater.

Automatische badvulling met elektronische niveauregeling – zorgt voor een veilig en constant waterniveau.

Geavanceerde digitale bediening met touchscreen – intuïtieve bediening met kleurendisplay voor nauwkeurige controle en instelling van het bad.

Lopital plaatst deze baden conform de geldende KIWA-richtlijnen.

Handgrepen

Uittrekbare handdouche.

Bedieningspaneel



Technische specificaties

Afmetingen (L x B):	1990 x 800 mm
Hoogte min./max. (badrand):	720 x 1120 mm
Diepte van het bad:	430 mm
Afvoer Ø:	50 mm
Inhoud tot overloop:	270 l
Voeding (Premium, Premium Plus):	230 V, 50 Hz
Gewicht van het apparaat (Premium/Premium Plus)	230/252 kg
Max. patiëntgewicht	185 kg
Max. veilige werklast van het bad (SWL)	400 kg
Max. vultijd tot overloop (bij debiet ~70 l/min) [min]:	~16/~9,5/~9,5
Max. afvoertijd van het bad:	~4 min
Tiltijd/daaltijd – hoge snelheid actuatoren bij SWL 400 kg:	~30 s
Min. waterniveau voor baden:	170 l
Verpakkingsafmetingen (L x B x H):	220 x 100 x 85 cm





Uitvoeringen

Productnaam	Bathaid Premium	Bathaid Premium Plus
Thermostatische kraan met aparte uitloop	s	s
Bedieningspaneel met touchscreen en kleurendisplay	s	s
Automatische badvulling	s	s
Temperatuurweergavesysteem voor het badwater	s	s
Temperatuurweergavesysteem voor het uitstromende water	s	s
AIR-functie (luchtjets)	-	s
AROMA (aromatherapie)	-	s
CHROMO (12 LED-lichtpunten)	-	s
Afvoerknop voor het legen van het bad	s	s
Vast bedieningspaneel en afstandsbediening	s	s
Douchekop	s	s
Handgrepen	s	s
Hogesnelheids-til-/daalaandrijving	s	s
Hoofdsteun	o	o
Beensteun	o	o

s - standaard

o - optie

Hydraid badlift



Veilig en comfortabel in en uit bad

De Hydraid badlift ondersteunt zorgverleners bij het veilig verplaatsen van mensen met beperkte mobiliteit naar en uit het bad. De lift maakt het mogelijk om een gebruiker comfortabel vanuit bed naar het bad te verplaatsen en na het baden weer terug te brengen.

Dankzij de eenvoudige bediening kan de Hydraid door één zorgverlener worden gebruikt. Dit bevordert ergonomisch werken en helpt de fysieke belasting voor het zorgpersoneel te minimaliseren.

In combinatie met het Bathaid bad ontstaat een praktische oplossing voor hygiënische zorg, waarbij comfort voor de gebruiker en ondersteuning voor de zorgverlener centraal staan.

Hydraid is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: zittend of liggend.

Kenmerken:

- Elektrisch hoog-laag
- Vrijrijdbaar
- Uitgerust met een bedieningspaneel en een handbediening
- Verstelbaar hoofd- en onderbeengedeelte
- Optie: 3-delig ligvlak (+ matras/pad)
- Optie: geïntegreerde weegmodule



Zorgeloos in en uit bad



Technische specificaties

Afmetingen (zittend) (L x B x H (min./max.)):	970 x 760 x 1240/1840 mm
Afmetingen (liggend) (L x B x H (min./max.)):	970 x 1840 x 1240 /1840 mm
Afmetingen ligvlak (L x B):	430 x 1840 mm
Zitbreedte:	435 mm
Hoogte van de handgrepen:	1190 mm
Draaidiameter:	1150 mm
Diameter van de wielen (met/zonder rem):	125/100 mm
Ingangsspanning:	100-240 V, 50-60 Hz
Batterijcapaciteit:	2.9 Ah
Gewicht van het apparaat:	95 kg
Max. veilige werklust in liggende positie:	160 kg
Max. veilige werklust in zittende positie:	180 kg
Tijd voor tillen/laten zakken:	42/35 s

Viking M / L

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040004	Viking L	aluminium	250	179	46	134	203	136	70 - 107	14	40
2102040015	Viking M	aluminium	205	179	42	125	202	123	69 - 111	11	33


Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.




Voor actief revalideren.




Viking M met een minimale tilhoogte van 42 cm, voor tillen vanaf de grond.



Makkelijk in gebruik met rolstoel, douche-toiletstoel of brancard door pootspreiding.



Elke Viking is voorzien van handbediening en bediening op de lift zelf.



Een echte allrounder.

- Groot gebruiksgemak.
- Makkelijk te manoeuvreren.
- Het groene metaal, aluminium.
- Verwisselbare accu.

Viking XL

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Soepel en makkelijk tillen tot 300 kg.

Flexlink voor beter positioneren

Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk biedt meer ruimte voor obese cliënten

Hefstang met Outer Tube™


Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accu-indicatie

Gebruiksvriendelijke noodstop

Grote, soepel rollende wielen



- Groot gebruiksgemak.
- Standaard breed tiljuk.
- Het groene metaal, aluminium.
- Standaard grote wielen.



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk.



Voor actief revalideren.

Technische specificaties

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040013	Viking XL	aluminium	300	191	54	137	211	135	82 - 113	14	43

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor alle til- / transfersituaties de perfecte oplossing.



Parallele pootspreiding.



Minimale tilhoogte van 40 cm, voor tillen vanaf de grond.



Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.



Golvo Lowbase.

2102000015

Liko Golvo Tillift



De flexibele hijsband en de verticale tilbeweging verbeteren de functionaliteit

De lichtgewicht aluminium Universal SlingBar is veilig en eenvoudig te gebruiken

Standaard met armsteunen voor looptraining

Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accustatuswaarschuwing

Gebruiksvriendelijke noodstop

Parallele pootspreiding

Standaard uitgevoerd kleine wielen, ook met grotere wielen mogelijk



Horizontaal tillen mogelijk.



Handbediening



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Parallele pootspreiding van minimaal 73,5 cm tot maximaal 102 cm.*

- Duurzaam aluminium.
- Breed inzetbaar.
- Flexibiliteit in tillen.

Technische details

Art.nr.	Art. omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102000015	Golvo*	aluminium	200	181	57	137	209	112	73,5 - 102	10,5	42
2102000019	Golvo Lowbase	aluminium	200	181	57	137	209	112	74,5 - 103	6 - 10,5	45

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor veilige en comfortabele mobilisatie.



Intuitieve rijondersteuning voor moeiteloos manoeuvreren.



Ondersteunt cliënten actief tijdens transfers en reactivatie.



Comfortabele mobilisatie vanaf bed, stoel of rolstoel.

35004502 Line+

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art.nr.	Art.omschrijving	Max. belasting in kg	Hoogte (vestelbaar)	Lengte van het onderstel	Hoogte van het onderstel	Max. extrne breedte - gesloten poten	Max. interne breedte - gespreide poten	Min. interne breedte	Verticaal tilbereik (lift)	Voorzijde mast tot ophangpunt tijn	Draaicirkel
35004502	Line+	175	74,5 - 204	120	11,5	74	127	46	130	67,7	146

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Comfortabel positioneren, moeiteloos manoeuvreren.

Verrijdbare tilliften



Elektrische rijondersteuning



Optie: Elektrisch 4-punts



Weegschaal.



Voor actieve reactivering.



Ondersteuning bij toiletgebruik.



De Sabina biedt ondersteuning bij het opstaan.



Voor mobilisatie tijdens ziekenhuisopname.

2102020003

Sabina II EE

Geschikt voor mensen met een zeer licht tot matig verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting in kg	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Productgewicht in kg
2102020003	Sabina II EE	staal	200	172	80	100	177	106	53 - 100	11	44

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor cliënten die actief deelnemen aan het opstaan.

- De Sabina is een actieve opstalift.
- Uitstekende lift voor reactivering.
- De voetplaat is voorzien van een antisliplaag voor extra veiligheid.

Verrijdbare tilliften



Verstelbare onderbeensteun. Optie: afneembare kuitband.



Altijd een passende tilband.



Optie: Hielondersteuning.



Plafondtillift systeem

301503050

Luna® X5


Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Dé nieuwe standaard in plafondtilliftsystemen

De Luna® X5 combineert een modern en tijdloos design met een esthetisch en strak wandprofiel. Perfect passend in elke zorgomgeving. Deze plafondtillift biedt ongekeerde veelzijdigheid: een vaste, draagbare en verplaatsbare unit in één. Flexibel en eenvoudig in gebruik. Met de laagste CO2-footprint en een uitstekende Total Cost of Ownership is de Luna® X5 een duurzame keuze voor nu en de toekomst.

- Eén motor voor iedere situatie, zowel vast als flexibel inzetbaar
- Tilcapaciteit van 275 kg
- Eenvoudig aan te koppelen verplaatsbare motor
- Ultralicht gewicht van slechts 5,2 kg
- Modern en tijdloos design, esthetisch en strak wandrailsysteem
- Minimaal onderhoud; uitzonderlijk lange levensduur van accu en hijsband
- Eenvoudig en snel te installeren
- Levensduur van 20 jaar of 33.000 tilbewegingen
- Laagste CO2 footprint en Total Cost of Ownership



Technische specificaties

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting in kg	Tilinterval	Kabellengte	Liftsnelheid	Productgewicht in kg
301503050	Luna® X5	aluminium / kunststof	150 / 200 / 275 kg	2500 mm	1320 mm	40 mm /s	5,2



2103121001

Likorall 200

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit




Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Materiaal	Max. belasting in kg	Tilinterval	Kabellengte	Liftsnelheid	Productgewicht in kg
2103121001	Likorall 200	aluminium / kunststof	200	205	87	50 mm / s	12,5

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voorzien van accustatus en noodstop.



Snelkoppeling voor eenvoudige bevestiging van accessoires.



Opladen met wandmodule. Ergonomische handbediening voorzien van accu-indicatie.



Veelzijdig en compleet.

- De Likorall-plafondlift is voorzien van een SFS (Single Fault Safety)-veiligheidscilinder.
- Zorgt voor extra betrouwbaarheid en waarborgt een gelijkmatige en gecontroleerde dalende beweging.
- Elektrische nooddaalfunctie met accubackup.
- Noodstopchakelaar die voldoet aan de noodzakelijke eisen volgens EN ISO 10535 en IEC 60601-1.

242 / 243 / 250

Likorall

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Materiaal	Max. belasting in kg	Tilinterval	Kabellengte	Liftsnelheid	Productgewicht in kg
2103122010/ 2103122012	Likorall 242 S	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103122006- 2103122008	Likorall 242 ES	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103123002	Likorall 243 ES 230 kg	aluminium / kunststof	230	205	74	50 mm / s	12,6
2103122501/ 2103122502	Likorall 250 ES	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6
2103124050	Likorall 250 S IRC	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Met een maximale tilcapaciteit van 200 kg tot 250 kg.



Looptraining.



Zittende transfer.



Horizontale transfer.

2103130001

Multirall 200

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Veelzijdiger dan andere plafondtilliften.



Makkelijk verplaatsbaar d.m.v. transport trolley.



Voorzien van ELD.

Technische specificaties

Art. nr.	Art. omschrijving	Materiaal	Max. belasting in kg	Tilinterval	Kabellengte	Liftsnelheid	Productgewicht in kg
2103130001	Multirall 200	aluminium / kunststof	200	160	74	60 mm / s	8,7

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Freespan

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



Eenvoudige montage.

- De Liko Freespan is een verplaatsbaar plafondtiltsysteem.
- De Freespan bestaat uit de rails, motor, tiljuk met sling, lader en handbediening.
- Railenlengte van 2 tot 5 meter.

Maximale belasting 200 kg.

Elke Freespan is in elkaar te zetten zonder gereedschap.

Met dit unieke systeem is bevestiging aan plafond of muur niet nodig!



Freespan Ultra Twin

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit



- Vrijstaande plafondtilt gemonteerd met een dubbel frame.
- Met 2 samenwerkende Likorall 242 ES R2R liftmotoren.
- In 2 verschillende modellen verkrijgbaar: voor tillen met een tilband of voor horizontaal tillen.
- Kan ook als traverse-systeem worden geleverd.



Geschikt voor obesitas-cliënten tot 400 kg.



FreeSpan Traverse



Hoogteverstelling Freespan.



Ultra Twin Freespan tot 400 kg capaciteit.

Toepasbaar in elke ruimte



Monorailsysteem met rotonde en brandwerende deurdoorvoer.

Monorail in combinatie met traverse-systeem.



RZR in combinatie met traverse-systeem. CT-scan in combinatie met monorail.



Ziekenhuiskamer meerbeds met traverse-systeem voorzien van gordijndoortvoer.

Multirail motor horizontaal tillen en monorail op intensive care.



Monorail, rotonde en traverse-systeem.



Monorail rotonde met bocht.



Zwembad met traverse-systeem.

Tilbanden

Wij bieden u een uitgebreid assortiment tilbanden en tilaccessoires.

Deze onderscheiden zich in de grote diversiteit in materialen, modellen en maten zodat uw tillift en plafondtillift in alle omstandigheden met de juiste tilband bruikbaar is. Met de juiste tilbanden en tilaccessoires kan het personeel alle soorten til- of verplaatssituaties gemakkelijk, veilig en probleemloos aan. De tilbanden omvatten een reeks oplossingen voor het tillen van cliënten in staande, achteroverzittende of horizontale posities. Elk model heeft unieke eigenschappen die speciaal aan de

verschillende behoeften zijn aangepast.

De keuze van het materiaal vormt een belangrijke schakel wanneer het de aanschaf van een tilband betreft. Onze tilbanden worden van verschillende materialen gemaakt, welke elk voor zich speciale eigenschappen bezitten. Het meest voorkomende materiaal is de groene polyester stof, slijtvastheid en duurzaam. De lage frictie zorgt ervoor dat de tilband gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.


Voor bad- en douche wordt een tilband van Plastic Coated materiaal aanbevolen. Wanneer de tilband moet blijven zitten onder de cliënt raden wij het grijze polyester net materiaal aan. Dat is luchtig en vormt een goede keus als verblijfsband. Ook heeft de verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg, geleid tot het ontwikkelen van een reeks disposable tilbanden.



Kijk voor meer informatie op onze website www.lophospital.nl / www.lophospital.be


Tilbanden voor elke situatie

Standaardmodellen voor veilig en gemakkelijk tillen.




Model 00
**Universele
tilband**

- Goed standaardmodel, ideaal voor gebruikers met een stabiele hoofdfunctie.
- Biedt steun voor de gehele rug.
- De gebruiker houdt zijn armen binnen de tilband.
- Zorgt voor een rechtopzittende houding.



Model 26
**Zachte original
HighBack tilband**


- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Beste keuze voor het tillen vanuit een horizontale positie.
- Optimale pasvorm en comfort.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.



Model 20 / 21 / 25
**Original tilband
HighBack**


- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.
- Model 25, Solo HighBack, is een wegwerptilband, bedoeld voor kortdurend gebruik (niet wassen!).

Modellen voor bijzondere behoeften.




Model 300 / 350
**Comfortband plus
Verblijfsband**

- Goed voor gebruikers met beenamputaties en gebruikers met pijnlijke gewrichten.
- De tilband blijft onder de gebruiker.
- Voor een open buighoek van de heupen, in combinatie met een kruisjuk.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.




Model 75
Amputatieband

- Voor gebruikers met een- of tweezijdige dijbeenamputatie.
- Ideaal voor gebruikers die uit de tilband dreigen te glijden.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Semi-achteroverzittende houding.



Model 22
**Silhouetband
Verblijfsband**


- Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen naar voorgevormde stoelen en ondersteuning. Goed voor gebruikers met handicaps.
- Kan na het tillen in de stoel blijven.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen binnen of buiten de tilband.



Model 06
Ultra tilband


- Ontworpen voor zwaarlijvige gebruikers.
- Biedt extra veel ruimte voor de buik.
- Kan worden gebruikt voor toiletbezoek.
- Max. belasting 500 kg.

Staan / ambulant zijn / mobiliteit.




Model 64
Tilvest

- Hetzelfde toepassingsgebied als model 60.
- Met bevestiging aan voorzijde
- Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag.
- Voor zelfstandige gebruikers.
- Beenharnas (accessoire) kan geschikt zijn voor sommige gebruikers.



Model 92
Tilbroek


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.



Model 920
Tilbroek Ultra


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.
- Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor ambulante training van obesitas-cliënten.

Toilet / hygiëne.




Model 41
Hygiëneband

- Voor gebruikers met een goede stabiliteit.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen buiten de tilband.
- Tilband is voorzien van een riem voor extra veiligheid en een veilig gevoel.




Model 45
Hygiëneband safety

- Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor gebruikers met weinig stabiliteit.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- Kan worden gebruikt met één arm binnen de tilband.



Model 55
Hygiënevest HighBack

- Ideaal voor spastische gebruikers.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Uitstekende veiligheid bij het tillen naar / van het toilet.



Duidelijke labels met product informatie

Duidelijke kleurcodering op elke tilband



Optie: kleurclips

XXS	Bruin
XS	Rood
S	Oranje
M	Geel
M smal	Grijs
L	Blauw
XL	Zwart
XXL	Wit



Multistrap

In veel zorgsituaties is er behoefte aan het tillen en omhooghouden van een lichaamsdeel, bijv. een arm of voet. Bij bijzonder zware cliënten kan het ook nodig zijn de buik te tillen. Samen met een plafondlift is de MultiStrap de perfecte tiluitrusting. Ook disposable verkrijgbaar.

Productaanduiding	Productnr.	belasting	Materiaal	Breedte
MultiStrap Standaard, incl. FixStrap	3695115	200 kg	polyester	10 cm
MultiStrap Breed, incl. FixStrap	3695116	200 kg	polyester	25 cm
MultiStrap Ultra, incl. FixStrap	3695117	200 kg	polyester	40 cm



Handybelt

De HandyBelt vereenvoudigt korte verplaatsingen, zonder mechanische tiluitrusting. De band wordt gebruikt voor cliënten die minder mobiel zijn maar die slechts weinig hulp nodig hebben om zichzelf te verplaatsen.

Productnaam	Productnr.	Maat	Maximale belasting	Materiaal
HandyBelt	3760014	S	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760015	M	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760016	L	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760017	XL	200 kg	Polyester



Handytube

De HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een cliënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen.


Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandyTube™ Kort, zonder handgrepen	3710015	M	70 x 90
HandyTube™ Lang, zonder handgrepen	3711015	M	90 x 185
HandyTube™ Breed, met handgrepen	3712015	M	140 x 140



Handysheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar werk zijn. De HandySheet maakt dit gemakkelijker en kan ook worden gebruikt voor kleinere verplaatsingen in het bed.

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715015	M	70 x 70
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715017	XL	120 x 85
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716015	M	90 x 185
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716017	XL	140 x 215



Reposheet

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is zwaar werk. De RepoSheet heeft een maximale belasting van 500 kg. Hij kan worden gebruikt met het Ultra-Twin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift. Ook disposable verkrijgbaar.

Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Regular	3687701	200 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Regular	3687301	200 kg
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Ultra	3687702	500 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Ultra	3687302	500 kg
Wassen: 85° (185°F), drogen in droogkast of wasdroger				
Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko Solo RepoSheet, 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003	200 kg
Liko Solo RepoSheet, 2 x 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003-2	200 kg
Wassen: ✗ Niet wasbaar.				

Disposables

In zorgomgevingen waar hygiëne en infectiepreventie essentieel zijn, bieden disposable transferhulpmiddelen een veilige en praktische oplossing. De Solo-productlijn is ontwikkeld voor situaties waarin hergebruik of wassen van tilaccessoires niet wenselijk of mogelijk is. De hulpmiddelen zijn bedoeld voor gebruik bij één cliënt of voor kortdurende toepassingen, waardoor kruisbesmetting wordt beperkt en logistieke processen eenvoudiger worden. Daarnaast zijn de producten direct inzetbaar op de afdeling, zonder wachttijd voor reiniging of wasprocessen. Met de Solo-serie beschikt zorgpersoneel over een compleet assortiment disposable til- en positioneringsaccessoires voor veilig en comfortabel werken.



Solo SupportVest™

Het Solo SupportVest wordt samen gebruikt met de Sabina Opstalift om cliënten van een zittende naar een staande positie te tillen. Het Solo SupportVest tilt achter de rug en onder de armen van de cliënt.



Solo MultiStrap

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek, zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te ondersteunen als hij op zijn zij ligt.

Productaanduiding

Solo SupportVest™	35911915-4	M, 20 stuks
Solo SupportVest™	35911916-4	L, 20 stuks

Productnr.

Productaanduiding

Solo MultiStrap Standard	3695915-2	20 stuks, 10 cm breed
Solo MultiStrap Wide	3695916-2	20 stuks, 25 cm breed

Productnr.



Solo RepoSheet

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in bed omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om bed-legerige cliënten te draaien van rug naar buik en terug, zoals veel gebeurt op IC afdelingen.



Solo HighBack Tilband

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten passende tilband. De Solo HighBack tilband kan in meest voorkomende tilsituaties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij tillen van bed naar rolstoel en naar het toilet.

Productaanduiding

Solo RepoSheet Short	36871003-2	180x110 cm, 20 stuks, max 200 kg
Solo RepoSheet Generous	36871004-8	215x130 cm, 8 stuks, max 300 kg

Productnr.

Productaanduiding

Solo HighBack Sling, Mod. 25	3525911-2	M-Slim (slim adult), 20 stuks
Solo HighBack Sling, Mod. 25	3525915-2	M, 20 stuks
Solo HighBack Sling, Mod. 25	3525916-2	L, 20 stuks
Solo HighBack Sling, Mod. 25	3525917-2	XL, 8 stuks, max 500 kg


Productnr.



Solo Ultra Broektilband

De Solo Ultra is een disposable-accessoire voor de Ultra Broektilband. De Ultra wordt over de broektilband geschoven zodat deze niet vuil kan worden.

Glijfolie rol disposable



Productaanduiding

Solo Cover voor Ultra LiftPants™, XXL/XXXL	35911915-4	M, 20 stuks
Solo SupportVest™	35911916-4	L, 20 stuks

Productnr.

Productaanduiding

Glijfolie rol disposable	4085 9138	100 mtr - 60 cm
Glijfolie rol disposable	4085 9139	100 mtr - 50 cm

Productnr.



Glijfolie houder

Productaanduiding

Glijfolie houder	4085 9137	60 cm breed
------------------	-----------	-------------

Productnr.

Tiljukken & accessoires

De tilband en het tiljuk vormen samen een functionele en veilige eenheid.

Een tilband werkt altijd het beste met een zorgvuldig geselecteerd tiljuk.



2203156084
Universal slingbar 350 met Q-release
Max. 300 kg



2203156086
Universal slingbar 600 met Q-release
Max. 300 kg



2203156095
Universal slingbar met 450 R2R™-haak
Max. 300 kg



2203156085
Universal slingbar 450 met Q-release (SB1)
Max. 300 kg



2203156087
Universal TwinBar 670 met Q-release
Max. 300 kg



2203156022
Kruisjuk 450 met Q-release
Max. 300 kg



2203156019
Kruisjuk 670 met Q-release
Max. 300 kg



2203607001
Beschermkussen voor tiljuk

Tiljukken & accessoires

Door slimme en doordachte accessoires te ontwikkelen is Liko erin geslaagd om onder alle denkbare omstandigheden de juiste oplossingen te creëren. Horizontaal tillen, wegen en het gebruik van opbergsystemen zijn maar enkele van deze oplossingen.



2203156057
FlexoStretch incl. Balance Leveller
Max. 300 kg



2203156056
OctoStretch incl. Balance Leveller
Max. 200 kg



2203156065B
LikoStretch Mod 600 IC incl. Balance Leveller (80cm breed)
Max. 250 kg



2203156228
LikoScale 350™
Max. 400 kg



2303126075
Parking Panel 600™
Voor het overzichtelijk opruimen van tiljuk en lader

Service & onderhoud

Alle hulpmiddelen van Lopital zijn volledig gericht op kwaliteit. Dit vindt u ook terug in onze Service en Onderhoud. Hierdoor zal het niet snel voorkomen dat een hulpmiddel van Lopital een storing heeft. Mocht er dan toch een storing optreden dan is er altijd een servicemonteur in de buurt om deze snel, vakkundig en met originele onderdelen te verhelpen. Zo wordt de beschikbaarheid van uw hulpmiddelen gewaarborgd en minimaliseren wij tegelijk de fysieke belasting van uw medewerkers.

Onderhoud volgens Europese wetgeving

De wetgeving MDR2017/745 verplicht zorginstellingen om medische hulpmiddelen te onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Zowel voor douchestoelen, brancards, elektrische hoog/laag baden en tilliften wordt de Nederlandse norm NEN3140 gevolgd. Deze schrijven voor dat de hulpmiddelen minimaal 1x per jaar moeten worden onderhouden en gekeurd door technici die zijn opgeleid voor dat merk en type hulpmiddel. "Wij hebben in heel Nederland en België ervaren servicemonteurs beschikbaar, welke specifiek zijn opgeleid om onderhoud en reparaties te mogen uitvoeren aan de hulpmiddelen van Lopital." aldus onze Service Manager. Deze specialistische kennis is een wettelijk eis voor onderhoud aan medische hulpmiddelen in de Europese Unie.

Ook voor onderhoud en het oplossen van storingen.

Onderhoudsovereenkomst

Lopital biedt u de mogelijkheid om de hulpmiddelen op te nemen in een onderhoudsovereenkomst waardoor u gedurende de gehele levensduur van het hulpmiddel voldoet aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Jaarlijks wordt het hulpmiddel onderhouden, gekeurd en worden (indien nodig) slijtage onderdelen preventief vervangen, zodat

onverwachte uitval tot een minimum wordt beperkt. Voor een vast tarief per jaar krijgt u maximale zekerheid voor de beschikbaarheid van al uw hulpmiddelen. Bovendien ontvangt u een interessante korting op onze tarieven wanneer u meerdere hulpmiddelen in een onderhoudsovereenkomst opneemt.



DIGITAAL LOGBOEK

Diverse controlerende en certificerende instanties eisen dat er voor elk hulpmiddel een logboek wordt bijgehouden waarin o.a. de onderhoudshistorie wordt vermeld. Lopital heeft een Service Portaal ontwikkeld waarin wij alle verplichte gegevens voor u bijhouden in een Digitaal Logboek. U heeft zelf 24 uur per dag en 7 dagen per week, onbeperkt toegang tot dit digitale logboek voor al uw hulpmiddelen. De checklijsten worden in real-time in uw logboek bijgewerkt. Zodra de monteur klaar is kunt u eenvoudig alle checklijsten bekijken, downloaden en deze evt. toevoegen aan uw eigen database. Verder geeft het Service Portaal

u direct en onbeperkt inzage in de status en kosten per hulpmiddel. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig zien welke hulpmiddelen (binnenkort) aan vervanging toe zijn en welke nog een paar jaar mee kunnen.

Meer weten over onze dienstverlening of een serviceverzoek indienen? www.lopital.nl/service-en-onderhoudstoring-melden

Samengevat staat ons team Service en Onderhoud al meer dan 45 jaar garant voor:

- Optimaal inzet van uw hulpmiddelen
- Helder advies over uw Investeringsbegroting
- Maximaal gebruiksgemak, voor medewerkers en cliënten
- Minimale uitval door storingen
- Snelle en betrouwbare dienstverlening.
- Beperking van fysiek overbelasting van medewerkers
- Optimale bewegingsvrijheid voor uw cliënten.
- Service met een glimlach.

Zwaartepunt – waar contact beweging maakt

zwaartepunt
waar contact beweging maakt

Zwaartepunt verzorgt opleidingstrajecten, praktijkgerichte scholingen en trainingen voor zorgverleners en medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector. Onze expertise ligt in de aanpak van fysieke belasting en zorg rondom mensen met obesitas. In ons werk staat één uitgangspunt centraal: waar contact beweging maakt. Goed contact – tussen zorgverlener en cliënt én tussen medewerker en hulpmiddel – is bepalend voor kwaliteit van zorg én duurzame inzetbaarheid. Alle trainingen voor de zorgsector zijn geaccrediteerd en worden zowel online als op locatie aangeboden.



Visie en werkwijze

Wij werken vanuit een ergonomische, haptonomische en interactieve benadering, waarbij contact de basis vormt voor effectief handelen. In de wisselwerking tussen zorgverlener en cliënt ontstaat beweging: dit versterkt de samenwerking, vergroot het bewustzijn en draagt bij aan veilig en verantwoord werken. Onze trainingen zijn praktijkgericht en sluiten aan op de dagelijkse werksituatie. De focus ligt op het toepassen van kennis in concrete handelingen, waarbij het juiste gebruik van hulpmiddelen, lichaamshouding en samenwerking samenkomen. Door training op de werkvloer zorgen we ervoor dat inzichten direct vertaald worden naar de praktijk.

Aanpak fysieke belasting

Zwaartepunt richt zich op het ontwikkelen van bewust en professioneel handelen rondom fysieke belasting. In onze trainingen leren deelnemers niet alleen wat ergonomisch verantwoord is, maar vooral hoe zij dit in de praktijk toepassen. Door de combinatie van haptonomie, ergonomie en interactie ontstaat inzicht in eigen handelen en het effect daarvan op de cliënt. Medewerkers worden gestimuleerd om actief samen te werken met de cliënt en hulpmiddelen doelgericht in te zetten. Dit leidt tot duurzaam gedrag op de werkvloer, waarbij fysieke belasting wordt verminderd en de kwaliteit van zorg aantoonbaar verbetert.

Zorg rondom mensen met obesitas

Daarnaast biedt Zwaartepunt specifieke trainingen gericht op zorg voor mensen met obesitas. Deze zorg vraagt om aangepaste hulpmiddelen, doordachte werkwijzen

en een respectvolle benadering. In onze trainingen staat centraal hoe medewerkers veilig en verantwoord kunnen werken, zonder overbelasting, en met behoud van waardigheid voor de cliënt.

Zorg rondom mensen met obesitas

Daarnaast biedt Zwaartepunt specifieke gericht op zorg voor mensen met obesitas. Deze zorg vraagt om aangepaste hulpmiddelen, doordachte werkwijzen

Samenwerking in de praktijk

Zwaartepunt ondersteunt organisaties niet alleen met training, maar ook bij het implementeren en borgen van beleid rondom fysieke belasting.

In samenwerking met leveranciers van hulpmiddelen versterken wij de praktijk: door kennis, vaardigheden en middelen op elkaar af te stemmen ontstaat een werkomgeving waarin medewerkers veilig kunnen werken en cliënten optimaal worden ondersteund.

Meer weten?

Wilt u weten hoe training en het juiste gebruik van hulpmiddelen elkaar kunnen versterken binnen uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op met Zwaartepunt. Wij denken graag met u mee.

Voor meer informatie:

Zwaartepunt BV, Wilhelminastraat 17,
3134 CR Vlaardingen
Tel. +31 (0)85 016 5181
info@zwaartepunt.nl
www.zwaartepunt.nl

Praktijkgerichte basis - en maatwerktrainingen in fysieke belasting, gericht op gezond, veilig en duurzaam werken in de zorg- en welzijnssector.



	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E
Flexo douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Elexo douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Elexo XXL douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Reflex 5600 douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Reflex 5605 douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Reflex XL douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Reflex XXL douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Nemo douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Tango douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Tango XL douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Tango XXL douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Timo douche-toiletstoel	•	•	•	•	•
Lotus actieve opstahulp	•	•	•	•	•
Lotus XL actieve opstahulp	•	•	•	•	•
Lotus Compact actieve opstahulp	•	•	•	•	•
Marina Basic hydraulisch douchebrancard				•	•
Marina Deluxe hydraulisch douchebrancard				•	•
Marina Basic elektrisch douchebrancard				•	•
Marina Deluxe elektrisch douchebrancard				•	•
Sirocco Basic douchebrancard				•	•
Sirocco Basic vaste hoogte douchebrancard				•	•
Sirocco Deluxe douchebrancard				•	•
Amfora hydraulisch douchebrancard				•	•
Vienna hydraulisch aankleedtafel				•	•
Vienna Deluxe wand aankleedtafel				•	•
Tillift Golvo			•	•	•
Tillift Sabina			•	•	•
Tillift Viking M, L, XL			•	•	•
Plafondtillift Luna			•	•	•
Plafondtillift LikoRall 200			•	•	•
Plafondtillift LikoRall 242 ES - R2R			•	•	•
Plafondtillift LikoRall 250 ES			•	•	•
Plafondtillift Multirall 200			•	•	•
Plafondtillift LikoGuard L - 272 kg			•	•	•
Plafondtillift LikoGuard XL - 363 kg			•	•	•



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oosterwijk
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
 Lopital België B.V., Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +32 (0)3 870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information