



Creating balance in healthcare



Douche- en Toilethulpmiddelen  
Plafond- en verrijdbare tilliften





**Het hart van  
Lopital klopt  
voor de zorg.**

# Inhoud

Inleiding	05
Actieve opstahulp	06
Douche-toiletstoelen	08
Douchebrancards	18
Aankleedtafels	23
Tilliften	24
Plafondliften	30
Freespan	34
Tilbanden	38
Tiljukken en accessoires	44





**Al meer dan 45 jaar  
volledig gericht op  
de kwaliteit van zorg.**

# Over Lopital

**Lopital is dé specialist in preventie van fysieke overbelasting voor zorgverleners. Al ruim 45 jaar ontwikkelt, produceert en implementeert Lopital oplossingen voor zorgverleners om fysieke overbelasting en een te hoge werkdruk te verlagen.**

Het is de missie van Lopital om bij te dragen aan een kwalitatief goede één veilige zorgomgeving, met zo min mogelijk kans op fysieke overbelasting. Daarnaast streven wij naar het verlagen van de werkdruk zodat er meer tijd overblijft van zorgverleners voor belangrijke persoonlijke aandacht van de zorgvrager. Op deze wijze wil Lopital bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgverleners. Voor nu en in de toekomst.

Elke zorgbehoefte vraagt om specifieke ondersteuning en elke ruimte om specifieke hulpmiddelen. Als totaalleverancier kunnen wij hierin optimaal faciliteren. Door onze jarenlange ervaring en vakkennis, is Lopital dé partner in zorgverlening en kunnen we u naast kwalitatief goede producten voorzien van het juiste advies. Hierdoor kunt u zich volledig richten op wat écht belangrijk is: De kwaliteit van zorg. En dat is een geruststellende gedachte!

## Ervaar met Lopital als partner de ‘vijf’ geruststellende gedachten:

- 1 Uitsluitend opleidingen en trainingen die verzorgd worden door ervaren, deskundige gecertificeerde opleiders;
- 2 Onderhoud van hulpmiddelen uitgevoerd door ervaren, deskundige en gecertificeerde onderhoudsmonteurs;
- 3 Persoonlijk advies en instructie voor alle gebruikers;
- 4 Vooraf inzicht in kosten en verwachte opbrengsten;
- 5 Lopital voldoet aan alle wettelijke eisen van de Medical Device Regulation, Klasse 1 (MDR 2017/745), en als producent voldoen wij aan NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015 en UNI-CEI-EN-ISO 13485:2016.

5900 8200  
**Lotus**

Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



- Maximale belasting 200 kg.
- Comfortabele onderbeensteunen.
- Wegdraaibare zitdelen.
- Mechanische pootspreiding.
- Variabele aangrijppunten.
- Ideale zithoek.
- Handgreep voor eenvoudig manoeuvreren.
- Gelagerde draaipunten.
- Stevige voetplaat.
- 2 kunststof geremde zwenkwielen.
- In hoogte verstelbare beensteun
- Antibacteriële coating op frame.
- Strakke afwerking voor optimale reiniging en desinfectie.

5900 8200 Lotus



**Technische specificaties**

Product no.	Product beschrijving	Materiaal	Maximale belasting kg	Maximale belasting lbs	Lengte x breedte x hoogte	breedte poten	Mechanische pootspreiding	Gewicht kg	Gewicht lbs	Lengte cliënt
5900 8200	Lotus	staal	200	440	96 x 66 x 110	66	49 - 86	32	77	1,60 - 1,95 m
5900 8250	Lotus compact	staal	200	440	96 x 66 x 101	66	49 - 86	32	77	1,30 - 1,65 m

Alle afmetingen zijn in centimeters


Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



5900 8250 Lotus compact




Wegdraaibare zitdelen.



Mechanische pootspreiding.



Variabele aangrijppunten.



Wielblokkering.



Comfortabele onderbeensteunen.

5100 5100

# Nemo

Geschikt voor mensen met een lichte tot ernstige beperking



Kantelfunctie tot maximaal 30° achterwaarts.



Bedieningshendel om de stoel te kantelen.



Standaard uitgevoerd met hoofd- / neksteun. In hoogte en diepte verstelbaar.



Optie: Comfort beensteunen.

Veilig, hygiënisch en comfortabel. Gemakkelijk kantelen voor optimale zorg.



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5100	Nemo douche-toiletstoel	100	66	44	47	54	150	24	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



5100 5199

# Flexo

Geschikt voor mensen met een lichte tot ernstige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten-breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5199	Flexo douche-toiletstoel	104	73	44	47	50 - 105	150	38	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.


Functioneel en eenvoudig sinds 1993.



Optie: Hoofd- / neksteun.



Hoog / laag bediening d.m.v. voetpomp.



Optie: Rechte armsteun.



Optie: Comfort beensteunen.

5100 5500  
**Elexo**

Geschikt voor mensen met een lichte tot ernstige beperking



Traploos en comfortabel van hoog naar laag.



Handbediening met accu-indicatie.



Optie: Hoofd- / neksteun.



Optie: Comfort beensteunen.



Oplaadpunt met magneetkoppeling, geen losse accu nodig.

**Technische details**

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5500	Elexo douche-toiletstoel	104	70	44	47	50 - 105	180	47	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

5100 5300

# Elexo XXL

Geschikt voor mensen met een matige tot ernstige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5300	Elexo XXL douche-toiletstoel	119	89	54	70	50 - 105	220	71	20°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.




Omdat goede hygiëne ook voor obesitas-cliënten bereikbaar moet zijn.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar. Verlengde volledig wegdraaibare armsteunen.



Uitgerust met richtingswiel.



Optie: Hoofd- / neksteun.

5100 5605

# Reflex

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5605	Reflex douche-toiletstoel	116	70	44	47	50 - 100	135	53	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Nog meer optimale mogelijkheden met de Reflex.



Optie: Comfort beensteunen.



Onafhankelijk opklapbare armsteunen met voorsluiting.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen.



5100 5600

# Reflex

In hoogte verstelbare  
voetsteunen

Geschikt voor mensen  
met een matige tot zeer  
ernstige beperking



Voor zowel het verzorgend personeel  
als de cliënt, is het comfort optimaal.



Optie: Platilon rug / Platilon zitting.



Oplaadpunt met magneetkoppeling,  
geen losse accu nodig.



Eenvoudige bediening met  
tiptoetsen in de rugleuning.

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte verstelling	In hoogte verstelbare voetsteunen	Max. belasting	Product gewicht in kg	Kantelen
5100 5600	Reflex douche-toiletstoel hoogte verstelbare voetsteunen	106	70	44	47	50 - 100	25	135	53	30°

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

5100 5700

# Tango

## Technische details

Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen ziddiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5100 5700	Tango douche-toiletstoel	84	66	44	47	55	180	19

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

## Functionele eenvoud.



Opklapbare armsteunen.



Wegdraaibare en opklapbare voetsteunen.



Ergonomische gevormde zitting voor toiletgebruik.

## Accessoires



6950 1104

Ondersteek kunststof



6950 1100

Toiletemmer RVS



6950 1103

Ondersteek RVS



Optie: Houder disposable ondersteek.

5100 5705

# Tango XL

Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



Geschikt voor obesitas cliënten tot 250 kg.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Opklapbare armsteunen.



Optie: Comfort beensteunen.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar.

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5100 5705	Tango XL douche-toiletstoel	100	69	47	56	53	250	24

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

5100 5800

# Tango XXL

Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



Veilige en comfortabele verzorging van obesitas cliënten.



Wegdraaibare en afneembare voetsteunen, in hoogte verstelbaar. Verlengde volledig wegdraaibare armsteunen.



Afneembare, tweedelige zitting voor optimale hygiëne.



Geschikt voor obesitas-clënten tot 360 kg.

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5100 5800	Tango XXL douche-toiletstoel	97	83	54	70	51	360	31

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



# Timo

Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten diepte	Buiten breedte	Binnen zitdiepte	Binnen zitbreedte	Zithoogte	Max. belasting	Product gewicht in kg
5400 6020	Timo douchestoel	63	57	49	47	50	135	10
5400 6021	Timo douche-toiletstoel	63	57	49	47	50	135	10
5400 6030	Timo douche-toiletstoel mobiel	63	57	49	47	54	135	15
5400 6035	Timo douche-toiletstoel mobiel + voetsteunen	91	57	49	47	54	135	16

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Veilig, hygiënisch en comfortabel.



5400 6035  
**Timo douche-toiletstoel  
mobiel + voetsteunen**



5400 6020  
**Timo douchestoel**



5400 6030  
**Timo douche-  
toiletstoel mobiel**



Wegdraaibare en afneembare  
voetsteunen.



Snaplock afneembare zitting.

6100 2010 / 6100 2060

# Marina deluxe

Geschikt voor mensen met een ernstige tot zeer ernstige beperking



Marina deluxe hydraulisch.



Marina deluxe elektrisch.



Elektrische of d.m.v. gasveer verstelbare rugverstelling.



Half-centraal remsysteem (Marina deluxe).



Zijkhek met verlaagd middendeel voor het verlenen van optimale zorg (Marina deluxe & basic).

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6100 2010	Marina deluxe douchebrancard hydraulisch	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	80
6100 2060	Marina deluxe douchebrancard elektrisch	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	80
6720 0010	Matras 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matras 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matras 226	-	-	210	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

6100 2000 / 6100 2050

# Marina basic

Geschikt voor mensen met een ernstige tot zeer ernstige beperking



Marina basic elektrisch.

Licht, comfortabel en veelzijdig in gebruik.



Marina basic hydraulisch.



Met een standaard ingebouwde lengteverstelling (Marina deluxe & basic).



Schuinstelling (Anti-Trendelenburg) (Marina deluxe & basic).



Controlbox noodstop (Marina deluxe & basic elektrisch).

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6100 2000	Marina basic douchebrancard hydraulisch	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6100 2050	Marina basic douchebrancard elektrisch	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6720 0005	Matras 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matras 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matras 226	-	-	210	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.


6100 2500 / 2510

# Sirocco deluxe & basic

Geschikt voor mensen  
met een ernstige tot zeer  
ernstige beperking



Sirocco deluxe



Sirocco basic



6100 2500 / 2510

# Sirocco deluxe & basic

Geschikt voor mensen  
met een ernstige tot zeer  
ernstige beperking



Art.nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6100 2500	Sirocco douchebrancard basic	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
6100 2510	Sirocco douchebrancard deluxe	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
6720 0005	Matras 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matras 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0010	Matras 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matras 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Afneembare accu.



Neerklapbaar zijhek.

- Muurbevestiging.
- Opklapbaar.
- Traploos elektrisch verstelbaar van 43 tot 103 cm.

6200 4015

# Amfora

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



6200 4015

## Amfora douchebrancard hydraulisch hoog / laag

### Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6200 4015	Amfora douchebrancard hydraulisch 190	190	82	180	70	50 - 100	150	63

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

6500 4025 / 5020

# Vienna

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking




## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6500 4025	Vienna aankleedtafel hydraulisch 190	190	82	188	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Vienna aankleedtafel muur elektr. 190	190	91	188	70	49 - 109	150	78

*Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.*

Eenvoudige bediening verhoogt het gebruikersgemak.



6500 5030  
**Vienna aankleedtafel elektrisch hoog / laag**  
muurbevestiging



6500 4025  
**Vienna aankleedtafel hydraulisch hoog / laag**

# Viking M en L

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040004	Viking L	aluminium	250	179	46	134	203	136	70 - 107	14	40
2102040015	Viking M	aluminium	205	179	42	125	202	123	69 - 111	11	33

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.




Voor actief revalideren.



Viking M met een minimale tilhoogte van 42 cm, voor tillen vanaf de grond.



Makkelijk in gebruik met rolstoel, douche-toiletstoel of brancard door pootspreiding.



Elke Viking is voorzien van handbediening en bediening op de lift zelf.



## Een echte allrounder.

- Groot gebruiksgemak.
- Makkelijk te manoeuvreren.
- Het groene metaal, aluminium.
- Verwisselbare accu.



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking

# Viking XL

Flexlink voor beter positioneren

Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk biedt meer ruimte voor obese cliënten

Hefstang met Outer Tube™


Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accu-indicatie

Gebruiksvriendelijke noodstop

Grote, soepel rollende wielen



- Groot gebruiksgemak.
- Standaard breed tiljuk.
- Het groene metaal, aluminium.
- Standaard grote wielen.

## Soepel en makkelijk tillen tot 300 kg.



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk.



Voor actief revalideren.

### Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040013	Viking XL	aluminium	300	191	54	137	211	135	82 - 113	14	43

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

2102000015

# Liko Golvo Tillift

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



De flexibele hijsband en de verticale tilbeweging verbeteren de functionaliteit

De lichtgewicht aluminium Universal SlingBar is veilig en eenvoudig te gebruiken

Standaard met armsteunen voor looptraining

Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accustatuswaarschuwing


Gebruiksvriendelijke noodstop

Parallele pootspreiding

Standaard uitgevoerd kleine wielen, ook met grotere wielen mogelijk



Horizontaal tillen mogelijk.



Handbediening



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Parallele pootspreiding van minimaal 73,5 cm tot maximaal 102 cm.\*

- Duurzaam aluminium.
- Breed inzetbaar.
- Flexibiliteit in tillen.

## Technische details

Art.nr.	Art.Omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102000015	Golvo*	aluminium	200	181	57	137	209	112	73,5 - 102	10,5	42
2102000019	Golvo Lowbase	aluminium	200	181	57	137	209	112	74,5 - 103	6 - 10,5	45

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor alle til- / transfersituaties de perfecte oplossing.



*Parallele pootspreiding.*



*Minimale tilhoogte van 40 cm, voor tillen vanaf de grond.*



*Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.*



*Golvo Lowbase.*

2102020003

# Sabina II EE

Geschikt voor mensen  
met een lichte tot  
matige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Eigen gewicht in kg
2102020003	Sabina II EE	staal	200	172	80	100	177	106	53 - 100	11	44

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor cliënten die actief deelnemen aan het opstaan.

- De Sabina is een actieve opstalift.
- Uitstekende lift voor reactivering.
- De voetplaat is voorzien van een antisliplag voor extra veiligheid.




Verstelbare onderbeensteun. Optie: afneembare kuitband.



Altijd een passende tilband.



Optie: Hielondersteuning.



Voor actieve reactivering.



*Ondersteuning bij toiletgebruik.*



*De Sabina biedt ondersteuning bij het opstaan.*



*Voor mobilisatie tijdens ziekenhuisopname.*

2103121001

# Likorall 200

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking




## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tiinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103121001	Likorall 200	aluminium / kunststof	200	205	87	50 mm / s	12,5

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voorzien van accustatus en noodstop.



Snelkoppeling voor eenvoudige bevestiging van accessoires.



Opladen met wandmodule. Ergonomische handbediening voorzien van accu-indicatie.



- De Likorall-plafondlift is voorzien van een SFS (Single Fault Safety)-veiligheidscilinder.
- Zorgt voor extra betrouwbaarheid en waarborgt een gelijkmatige en gecontroleerde dalende beweging.
- Elektrische nooddaalfunctie met accubackup.
- Noodstop-schakelaar die voldoet aan de noodzakelijke eisen volgens EN ISO 10535 en IEC 60601-1.

Veelzijdig en compleet.

# Likorall 242 / 243 / 250



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103122010/ 2103122012	Likorall 242 S	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103122006- 2103122008	Likorall 242 ES	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103123002	Likorall 243 ES 230 kg	aluminium / kunststof	230	205	74	50 mm / s	12,6
2103122501/ 2103122502	Likorall 250 ES	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6
2103124050	Likorall 250 S IRC	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Met een maximale tilcapaciteit van 200 kg tot 250 kg.



Looptraining.



Zittende transfer.



Horizontale transfer.

2103130001

# Multirall 200

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



Veelzijdiger dan andere plafondtilliften.



Makkelijk verplaatsbaar d.m.v. transport trolley.



Voorzien van ELD.

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103130001	Multirall 200	aluminium / kunststof	200	160	74	60 mm / s	8,7

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



21023301030 / 1040  
**LikoGuard**

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



Veiliger,  
 completer.  
 LikoGuard.



LCD-handbediening voorzien van gebruikersinterface.



Voorzien van ELD en noodstop.



Tiljuk met verbeterde cliëntveiligheid.

**Technische details**

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tiinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
21023301030	LikoGuard L	aluminium / kunststof	272	230	74	40 - 6 cm / s	14 kg
21023301040	LikoGuard XL	aluminium / kunststof	363	230	74	40 - 6 cm / s	14 kg

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

# Freespan

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



Eenvoudige montage.

- De Liko Freespan is een verplaatsbaar plafondtiltsysteem.
- De Freespan bestaat uit de rails, motor, tiljuk met sling, lader en handbediening.
- Raillengte van 2 tot 5 meter.

**Maximale belasting 200 kg.**

Elke Freespan is in elkaar te zetten zonder gereedschap.

Met dit unieke systeem is bevestiging aan plafond of muur niet nodig!



# Ultra Twin Freespan



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



- Vrijstaande plafondtillift gemonteerd met een dubbel frame.
- Met 2 samenwerkende Likorall 242 ES R2R liftmotoren.
- In 2 verschillende modellen verkrijgbaar: voor tillen met een tilband of voor horizontaal tillen.
- Kan ook als traverse-systeem worden geleverd.



Geschikt voor obesitas-cliënten tot 400 kg.



FreeSpan Traverse



Hoogteverstelling Freespan.



Ultra Twin Freespan tot 400 kg capaciteit.

# Toepasbaar in elke ruimte



R2R in combinatie met traverse-systeem.



Monorailsysteem met rotonde en brandwerende deurdoorvoer.



Monorail in combinatie met traverse-systeem.



CT-scan in combinatie met monorail.



Multirail motor horizontaal tillen en monorail op intensive care.



Ziekenhuiskamer meerbeds met traverse-systeem voorzien van gordijndoortvoer.



Monorail, rotonde en traverse-systeem.



Monorail rotonde met bocht.



Zwembad met traverse-systeem.

# Wij ontwerpen uw railsystemen op maat



Voor meer informatie kijk op onze website [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl) / [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

# Tilbanden

Wij bieden u een uitgebreid assortiment tilbanden en tilaccessoires.

Deze onderscheiden zich in de grote diversiteit in materialen, modellen en maten zodat uw tillift en plafondtillift in alle omstandigheden met de juiste tilband bruikbaar is. Met de juiste tilbanden en tilaccessoires kan het personeel alle soorten til- of verplaatssituaties gemakkelijk, veilig en probleemloos aan. De tilbanden omvatten een reeks oplossingen voor het tillen van cliënten in staande, achteroverzittend of horizontale posities. Elk model heeft unieke

eigenschappen die speciaal aan de verschillende behoeften zijn aangepast.

De keuze van het materiaal vormt een belangrijke schakel wanneer het de aanschaf van een tilband betreft. Onze tilbanden worden van verschillende materialen gemaakt, welke elk voor zich speciale eigenschappen bezitten. Het meest voorkomende materiaal is de groene polyester stof, slijtvastheid en duurzaam. De lage frictie zorgt ervoor dat de tilband gemakkelijk kan

worden aangebracht en verwijderd. Voor bad- en douche wordt een tilband van Plastic Coated materiaal aanbevolen. Wanneer de tilband moet blijven zitten onder de cliënt raden wij het grijze polyester net materiaal aan. Dat is luchtig en vormt een goede keus als verblijfsband.


Ook heeft de verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg, geleid tot het ontwikkelen van een reeks disposable tilbanden.



Kijk voor meer informatie op onze website [www.lophospital.nl](http://www.lophospital.nl) / [www.lophospital.be](http://www.lophospital.be).


# Tilbanden voor elke situatie

Standaardmodellen voor veilig en gemakkelijk tillen.




## Model 00 Universele tilband

- Goed standaardmodel, ideaal voor gebruikers met een stabiele hoofdfunctie.
- Biedt steun voor de gehele rug.
- De gebruiker houdt zijn armen binnen de tilband.
- Zorgt voor een rechtopzittende houding.



## Model 26 Zachte original HighBack tilband


- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Beste keuze voor het tillen vanuit een horizontale positie.
- Optimale pasvorm en comfort.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.



## Model 20 / 21 / 25 Original tilband HighBack


- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.
- Model 25, Solo HighBack, is een wegwerptilband, bedoeld voor kortdurend gebruik (niet wasen!).

## Modellen voor bijzondere behoeftes.




## Model 300 / 350 Comfortband plus Verblijfsband

- Goed voor gebruikers met beenamputaties en gebruikers met pijnlijke gewrichten.
- De tilband blijft onder de gebruiker.
- Voor een open buighoek van de heupen, in combinatie met een kruisjuk.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.




## Model 75 Amputatieband

- Voor gebruikers met een een- of tweezijdige dijbeenamputatie.
- Ideaal voor gebruikers die uit de tilband dreigen te glijden.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Semi-achteroverzittende houding.



## Model 22 Silhouetband Verblijfsband


- Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen naar gevormde stoelen en ondersteuning. Goed voor gebruikers met handicaps.
- Kan na het tillen in de stoel blijven.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen binnen of buiten de tilband.



## Model 06 Ultra tilband


- Ontworpen voor zwaarlijvige gebruikers.
- Biedt extra veel ruimte voor de buik.
- Kan worden gebruikt voor toiletbezoek.
- Max. belasting 500 kg.

## Staan / ambulant zijn / mobiliteit.




### Model 64 Tilvest

- Hetzelfde toepassingsgebied als model 60.
- Met bevestiging aan voorzijde
- Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag.
- Voor zelfstandige gebruikers.
- Beenharnas (accessoire) kan geschikt zijn voor sommige gebruikers.



### Model 92 Tilbroek


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.



### Model 920 Tilbroek Ultra


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.
- Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor ambulante training van obesitas-cliënten.

## Toilet / hygiëne.




### Model 41 Hygiëneband

- Voor gebruikers met een goede stabiliteit.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen buiten de tilband.
- Tilband is voorzien van een riem voor extra veiligheid en een veilig gevoel.



### Model 45 Hygiëneband safety

- Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor gebruikers met weinig stabiliteit.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- Kan worden gebruikt met één arm binnen de tilband.




### Model 55 Hygiënevest HighBack

- Ideaal voor spastische gebruikers.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij Toiletbezoek.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Uitstekende veiligheid bij het tillen naar / van het toilet.



Duidelijke labels met product informatie



Duidelijke kleurcodering op elke tilband



Optie: kleurclips

XXS	Bruin
XS	Rood
S	Oranje
M	Geel
M smal	Grijs
L	Blauw
XL	Zwart
XXL	Wit





## Multistrap

In veel zorgsituaties is er behoefte aan het tillen en omhooghouden van een lichaamsdeel, bijv. een arm of voet. Bij bijzonder zware cliënten kan het ook nodig zijn de buik te tillen. Samen met een plafondlift is de MultiStrap de perfecte tiluitrusting. Ook disposable verkrijgbaar.

Productaanduiding	Productnr.	belasting	Materiaal	Breedte
MultiStrap Standaard, incl. FixStrap	3695115	200 kg	polyester	10 cm
MultiStrap Breed, incl. FixStrap	3695116	200 kg	polyester	25 cm
MultiStrap Ultra, incl. FixStrap	3695117	200 kg	polyester	40 cm



## Handybelt

De HandyBelt vereenvoudigt korte verplaatsingen, zonder mechanische tiluitrusting. De band wordt gebruikt voor cliënten die minder mobiel zijn maar die slechts weinig hulp nodig hebben om zichzelf te verplaatsen.


Productnaam	Productnr.	Maat	Maximale belasting	Materiaal
HandyBelt	3760014	S	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760015	M	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760016	L	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760017	XL	200 kg	Polyester



## Handytube

De HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een cliënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen.


Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandyTube™ Kort, zonder handgrepen	3710015	M	70 x 90
HandyTube™ Lang, zonder handgrepen	3711015	M	90 x 185
HandyTube™ Breed, met handgrepen	3712015	M	140 x 140



## Handysheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar werk zijn. De HandySheet maakt dit gemakkelijker en kan ook worden gebruikt voor kleinere verplaatsingen in het bed.

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715015	M	70 x 70
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715017	XL	120 x 85
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716015	M	90 x 185
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716017	XL	140 x 215



## Reposheet

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is zwaar werk. De RepoSheet heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift. Ook disposable verkrijgbaar.

## Productoverzicht

Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Regular	3687701	200 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Regular	3687301	200 kg
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Ultra	3687702	500 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Ultra	3687302	500 kg

Wassen: 85° (185°F), drogen in droogkast of wasdroger


Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko Solo RepoSheet, 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003	200 kg
Liko Solo RepoSheet, 2 x 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003-2	200 kg

Wassen: ~~X~~ Niet wasbaar. Kan worden gerecycled door verbranding.

Neem voor adviezen en gegevens over productwijzigingen contact op met uw Liko-vertegenwoordiger.

# Disposable Transferhulpmiddelen

De verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg en de toegenomen vraag naar producten voor kortdurend gebruik hebben samen geleid tot het ontwikkelen van de Solo, een reeks disposable-tilaccessoires. Het unieke van de meeste Solo-producten, vergeleken met onze gewone tilaccessoires, is dat ze gemaakt zijn van een bijzonder sterk non-woven materiaal. Solo-producten zijn niet bedoeld om te worden gewassen maar worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of wanneer de cliënt ze niet meer nodig heeft. Met andere woorden, ze zijn ontworpen voor kortdurend gebruik door één cliënt. De tilaccessoires zijn effectief in het voorkomen van de verspreiding van infecties, maar hebben daarnaast economische en praktische voordelen: wassen is niet meer nodig, en ze zijn altijd onmiddellijk beschikbaar op de afdeling.



## Solo SupportVest™

Het Solo SupportVest wordt samen gebruikt met de Sabina Opstalift om cliënten van een zittende naar een staande positie te tillen. Het Solo SupportVest tilt achter de rug en onder de armen van de cliënt. Het vest is ook geschikt voor cliënten tijdens een revalidatieproces.

## Solo Cover voor Ultra Broektilband

De Solo Cover is een disposable-accessoire voor de Ultra Broektilband. De Cover wordt over de broektilband geschoven zodat deze niet vuil kan worden.



### Solo HighBack Tilband

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten passende tilband. De Solo HighBack tilband kan in meest voorkomende tilsituaties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij tillen van bed naar rolstoel en naar het toilet.



### Solo RepoSheet

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in bed omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om bed-legerige cliënten te draaien van rug naar buik en terug, zoals veel gebeurt op IC afdelingen..



### Solo Octo tildoek

De Solo Octo tildoek is bedoeld voor horizontaal tillen met de Liko OctoStretch. De OctoStretch is eenvoudig te gebruiken en wordt ook op de afdelingen chirurgie en intensive care zeer gewaardeerd.



### Solo MultiStrap

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek, zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te ondersteunen als hij op zijn zij ligt.

# Tiljukken & accessoires

Door slimme en doordachte accessoires te ontwikkelen is Liko erin geslaagd om onder alle denkbare omstandigheden de juiste oplossingen te creëren. Horizontaal tillen, wegen en het gebruik van opbergssystemen zijn maar enkele van deze oplossingen.



Slimme  
tilaccessoires  
voor een  
complete  
oplossing.



2203156056  
**OctoStretch™ inclusief  
Balance leveler**  
Max. 200 kg



2203156057  
**FlexoStretch**  
Max. 300 kg



2203156228  
**LikoScale 350™**  
Max. 400 kg



2303126075  
**Parking Panel 600™**  
Voor het overzichtelijk opruimen  
van tiljuk en lader

# Tiljukken & accessoires

De tilband en het tiljuk vormen samen een functionele en veilige eenheid.

Een tilband werkt altijd het beste met een zorgvuldig geselecteerd tiljuk.



2203156084  
**Universal SlingBar 350  
with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156086  
**Universal SlingBar 600  
with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156095  
**Universal SlingBar  
450 R2R™**  
Max. 300 kg



2203156085  
**Universal SlingBar 450  
with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156087  
**Universal TwinBar 670  
with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156022  
**Sling Cross-bar 450  
with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156019  
**Sling Cross-bar 670  
with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203607001  
**SlingBar Cover™**



Galvo 9000

Liko

Hill-Rom

**“Als de zorg mag  
kiezen, kiest de zorg  
voor Lopital”**



**Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)**  
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

**Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.be](http://www.lopital.be)**  
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar  
Tel +32 (0)3 8705160, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

