

Stylex

Moeiteloze zorg, verhoogd comfort

6100 3070

Stylex hydraulisch douchebrancard

De Stylex is ontwikkeld voor veeleisende zorgomgevingen en combineert moderne functionaliteit met uitzonderlijke duurzaamheid. Speciaal ontworpen voor gebruik in vochtige ruimtes zoals zwembaden en hydrotherapiefaciliteiten, beschikt de Stylex over een robuust roestvrijstalen frame dat volledig roestvrij is. De corrosiebestendige constructie garandeert langdurige betrouwbaarheid en hygiëne, zelfs bij intensief dagelijks gebruik in natte omstandigheden. Met gladde, eenvoudig te reinigen oppervlakken en een elegant, functioneel ontwerp weerspiegelt de Stylex de toewijding van Lopital aan producten die moeiteloos presteren – overal waar zorg wordt verleend.

Meer dan een douchebrancard is de Stylex een professionele zorgoplossing die veiligheid en comfort samenbrengt. Het in hoogte verstelbare ligvlak zorgt voor een ergonomische werkhouding, terwijl het stabiele frame en de hoogwaardige materialen vertrouwen bieden bij elke transfer. Bestand tegen vocht en reinigingsmiddelen en ontworpen voor langdurig gebruik, biedt de Stylex de perfecte balans tussen praktisch gebruik en comfort – voor dagelijks gemak voor de zorgverlener en optimaal welzijn voor de cliënt.

Ergonomisch in gebruik. Het in hoogte verstelbare ontwerp en de soepele positionering verminderen de fysieke belasting en zorgen voor comfortabele en efficiënte zorg op elke werkhoogte.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.



 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

Technische specificaties

Max. belasting	135 kg
Productgewicht	50 kg
Lengte	190 cm
Breedte	72 cm
Hoogte (verstelbaar)	52 tot 95 cm




Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig verminderde mobiliteit

De waterdoorlatende bekleding biedt een comfortabele ligpositie en is huidvriendelijk



Neerklapbare zijhekken.




Verstelbare rugleuning.

Hydraulische hoogteregeling. Voor een gezonde werkhouding en minimale fysieke belasting tijdens de verzorging



Stabiel en betrouwbaar. Het stevige frame en de soepel rollende zwenkwielen met centrale rem zorgen voor controle en veiligheid

De flexibele afvoerslang zorgt voor een snelle afvoer en optimale hygiëne



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
 Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

