

# LUNA® X5 – Ontworpen voor flexibiliteit en langdurige inzetbaarheid

Zorg voor de toekomst

De LUNA® X5 integreert discreet en elegant in elke zorgomgeving. Het alles-in-één ontwerp – vast, verplaatsbaar en met verschillende tilcapaciteiten – biedt maximale flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Dankzij de intuïtieve bediening is het systeem eenvoudig in gebruik. Duurzaam gebouwd, onderhoudsarm en voorzien van gerecyclede aluminium rails, waardoor zowel de ecologische voetafdruk als de TCO worden verlaagd.

## Waarom kiezen voor de LUNA® X5?

### Voor zorgverleners


- Verlicht fysieke belasting bij transfers
- Soepele, intuïtieve bediening
- Vermindert risico op ziekteverzuim

### Voor cliënten

- Comfortabel en waardig tillen
- Vloeiende en veilige transfers
- Bevordert rust en vertrouwen

### Voor instellingen

- Duurzaam en onderhoudsarm
- Hoge acceptatiegraad bij zorgteams
- Past in elk interieur en op elke kamerindeling



### Design

Modern en tijdloos design, moeiteloze integratie in elke zorgomgeving.



### Duurzaamheid

Een compleet systeem, ontwikkeld met aandacht voor duurzaamheid en minimale milieubelasting.



### Maximale waarde

Duurzaam gebouwd voor minimale TCO\* en maximaal rendement op uw investering.




### Eenvoud

Eenvoudig, veilig en intuïtief in gebruik – voor optimale ondersteuning bij de zorg.


# “De LUNA® X5 brengt rust, veiligheid én ergonomie samen in één systeem. Voor ons maakt dat echt het verschil”

– Ergotherapeut, woonzorgcentrum.

XY-rails wandgemonteerd:



XY-rails verwerkt in verlaagd plafond:



## Technische specificaties – LUNA® X5

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tiltcapaciteit               | 150 kg / 200 / 275 kg (instelbaar) |
| Gewicht tillift              | 5.2 kg                             |
| Tilbereik                    | 2500 mm                            |
| Batterij                     | 36V NiMH                           |
| Afmetingen module            | Ø 320 mm x H 130 mm                |
| Geluid                       | 49-53 dB (A)                       |
| Aantal tilbeurten per lading | ca. 85 (bij 90 kg)                 |
| Levensduur                   | Tot 30.000 tilcycli / 20 jaar      |
| Beschermingsklasse           | IPX4 (lift) / IPX7 (handbediening) |
| Garantie                     | 5 jaar                             |

## Onderzoek Gezond & Zeker; een praktijkgericht onderzoek naar de effecten van grootschalige introductie van plafondtilliftsystemen:

Gedurende 2 jaar heeft de Zeeuwse zorgorganisatie SRVZ 1450 appartementen voorzien van X-Y plafondtilliftsystemen. Alle betrokken zorgverleners werden van tevoren getraind, daarna werden de systemen in gebruik genomen. Dit proces werd door middel van praktijkgericht onderzoek gevolgd in opdracht van RegioPlus in het kader van Gezond & Zeker. De resultaten liegen er niet om en de klachten aan het bewegingsapparaat van zorgverleners zijn in korte tijd afgenomen.

**-18%**

minder rugklachten.  
“Een fantastische toekomst: nu komt er verbetering”

**-26%**

minder nek-, schouder- en armklachten.  
“Geeft de cliënt een veiliger gevoel”

**-42%**

minder knieklachten.  
“Minder belastend voor zowel mezelf als mijn cliënt”

## Zorgverleners zijn uitzonderlijk tevreden over de plafondsysteem. Het gemiddelde rapportcijfer is een 9.

Gezond & Zeker is een project van de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, verenigd in RegioPlus. Dit onderzoek is uitgevoerd door LOCMotion, in opdracht van Gezond & Zeker. Het volledige rapport is te vinden via [regioplus.nl](http://regioplus.nl) en [gezondenzeker.nl](http://gezondenzeker.nl)

Meer info of demonstratie? Neem contact op met Lopital.



Lopital Nederland B.V.  
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk  
Tel +31 (0)13.52.39.300, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)



Lopital België B.V.  
Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar  
Tel +32 (0)3.870.51.60, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

