

Reflex XL

Zorg versterken met kracht en precisie

5100 5950

Reflex XL douche-toiletstoel

De Reflex XL is gebaseerd op het vertrouwde Reflex-concept van Lopital en biedt extra ruimte, comfort en verstelbaarheid voor een breed scala aan gebruikers. De elektrische hoogte- en kantelfuncties zorgen voor soepele, gecontroleerde bewegingen die de werkgonomie verbeteren, terwijl een veilige en comfortabele positie voor de cliënt behouden blijft. Het doordachte ontwerp ondersteunt efficiënte hygiënezorg en toilet routines, waarbij klinische functionaliteit wordt gecombineerd met dagelijks gebruiksgemak.

Vervaardigd uit duurzame, hoogwaardige materialen biedt de Reflex XL een stabiele en eenvoudig te reinigen oplossing voor professionele zorgomgevingen. De robuuste constructie is ontwikkeld voor intensief dagelijks gebruik en ondersteunt langdurig comfort en betrouwbare prestaties. Dankzij de intuïtieve bediening en de focus op veiligheid en waardigheid sluit de Reflex XL naadloos aan bij de dagelijkse praktijk van zowel cliënt als zorgverlener.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgreep en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

Sta-op & Kantelfunctie. Dankzij de negatieve zitkanteling biedt de Reflex XL een effectieve sta-op functie. Dit vergroot de zelfstandigheid van de gebruiker en vermindert tegelijkertijd de fysieke belasting voor de zorgverlener.



 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

Technische specificaties

Max. belasting	227 kg
Productgewicht	63 kg
Zitbreedte	57 - 67 cm
Zitdiepte	49 cm
Zithoogte (verstelbaar)	47 - 85 cm



Geschikt voor mensen met een matig verminderde tot een ernstig verminderde mobiliteit

5100 5950

Reflex XL douche-toiletstoel



Opklapbare
armsteunen met
drukknopbediening

Afneembare en in
hoogte verstelbare
voetsteunen met
kuitbescherming

Sterk en stabiel
frame voor maximale
veiligheid en
ondersteuning

Bumper ter bescherming
van het frame

In hoogte en diepte
verstelbare hoofd-/
nekondersteuning

Ergonomische duwbeugel
voor soepele en lichte bediening

Ergonomisch zitcomfort met
afneembare zitdelen met
snaplock-systeem voor eenvoudige
reiniging

Display met codes die
de status van de stoel
weergeven



Optioneel

6960 8026
Comfort beensteun set
afneembaar



Opties

- 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar
- 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling

Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel	117 cm
Totale breedte van het onderstel	74 cm
Draaicirkel	132 cm
Kantelverstelling	0 tot 30 graden achterover, 10 graden voorover
Elektrische voeding	24V
Batterijcapaciteit	7Ah
Oplader (Mascot 3743)	110 - 240V AC, 50-60Hz, max. 0.35A, kabellengte 1.5 m
Diepte-/hoogteverstelling van hoofd-/ nekondersteuning	7 cm / 12 cm
Hoogteverstelling van de voetsteun	8 cm



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.