

Tango

Comfort en flexibiliteit in de dagelijkse zorg

5100 5700

Tango douche-toiletstoel

De Tango is ontworpen voor dagelijkse zorgmomenten waarbij comfort, veiligheid en efficiëntie centraal staan. Het stabiele en wendbare ontwerp ondersteunt zorgverleners bij douchen, toiletgebruik en transfers, met maximale controle en comfort voor de cliënt.

Het ergonomische ontwerp met slimme handgrepen maakt de stoel licht en gemakkelijk te manoeuvreren, waardoor de fysieke belasting voor de zorgverlener aanzienlijk wordt verminderd. Voor de cliënt zorgen de opklapbare en wegzwenkbare voetsteunen voor een comfortabele en veilige in- en uitstap.

De vier geremde zwenkwielen zorgen voor een soepele en stabiele verplaatsing op verschillende vloertypen. Dankzij het gebruik van hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke materialen is de stoel bovendien eenvoudig te reinigen – hygiëne en duurzaamheid gegarandeerd.

Lopital Tango – bewegen met zorg.

Compact & Wendbaar Design. Met zijn lichtgewicht en compacte frame is de Tango eenvoudig te manoeuvreren in kleinere ruimtes – ideaal voor thuiszorg en kleinere badkamers.

Ergonomisch in Gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Technische specificaties

Max. belasting	180 kg
Productgewicht	19 kg
Zitbreedte	47 cm
Zitdiepte	44 cm



Geschikt voor mensen met een zeer lichte tot een ernstig verminderde mobiliteit




Ergonomische zitting voor toiletgebruik en ondersteek.

Optioneel

6950 1104
Po steek met deksel kunststof.



6975 8044
Veiligheidsgordel 2-punts kunststof clip.



6840 5660
Voorsluiting set blauw compleet.



Opties

- 6840 5660 Voorsluiting set blauw compleet
- 6840 5661 Voorsluiting set met extra vergrendeling blauw compleet
- 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- 6975 8044 Veiligheidsgordel 2-punts kunststof clip
- 6975 8045 Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting
- 6950 5624 Platilon rugleuning
- 6950 5625 Platilon zitting U-model
- 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar
- 7500 5693 Verhogingsbus 30mm
- 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling

Technische specificaties

Zithoogte	55 cm
Totale lengte van het onderstel	84 cm
Totale breedte van het onderstel	66 cm
Draaicirkel	98 cm



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

