

Vienna

Ergonomische zorg, efficiënt ruimtegebruik

6500 5030

Vienna Deluxe wand aankleedtafel

De Vienna-serie (modellen 5030, 5035, 4025) herdefinieert de moderne zorgomgeving met een intelligent ontwerp en een compacte footprint. Door het frame aan de wand te bevestigen, creëert de Vienna extra vloerruimte – ideaal voor kleinere was- of zorgruimtes – terwijl het een robuust en veilig platform biedt. Het elektrisch in hoogte verstelbare ligvlak kan nauwkeurig worden afgestemd op rolstoelen of veilige transfers, wat de workflow en mobiliteit van de cliënt verbetert.


Deze serie beschikt over een soepele rugverstelling en intuïtieve opklapmechanismen voor snelle ruimtebesparing wanneer het systeem niet in gebruik is. Met zorgvuldig geselecteerde materialen voor optimale sterkte en eenvoudig onderhoud biedt de Vienna een krachtige en ruimtebesparende oplossing voor veeleisende zorgomgevingen. De veelzijdige integratie met tilliften, glijhulpmiddelen en andere hulpmiddelen zorgt ervoor dat de Vienna een centraal en betrouwbaar onderdeel wordt van elke hygiëne- of aankleedroutine.

Ergonomisch in Gebruik. Het in hoogte verstelbare ontwerp en de soepele positionering verminderen de fysieke belasting en zorgen voor comfortabele en efficiënte zorg op elke werkhoogte.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.


Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Technische specificaties


Hoog-laag aandrijving	Elektrisch (Vienna Deluxe)
Handbediening	Vierknops handbediening met ophanghaak, IPX6
Controlbox	24VDC, max. 250 W, IPX6
Accubox	24V, 2.9 Ah, IPX6
Lader	100-240V AC, 50-60 Hz, max 1A, Wandoplader



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig verminderde mobiliteit

6500 5035

Vienna Basic wand vaste hoogte aankleedtafel



Veilig en praktisch zijhek. Opklapbaar en vergrendelbaar voor extra veiligheid tijdens de verzorging en eenvoudig toegankelijk voor transfers in en uit de brancard.

Vergrendeling van het zijhek

Het comfortabele en duurzame PU-ligvlak biedt comfort voor de cliënt, is eenvoudig te reinigen en draagt bij aan optimale hygiëne tijdens de dagelijkse zorg

6500 4025

Vienna hydraulisch aankleedtafel



Verstelbare rugleuning (Vienna 4025, Vienna Deluxe 5030)



Verstelbare zijhekken

Art.nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Productgewicht
6500 4025	Vienna hydraulisch aankleedtafel	190 cm	82 cm	188 cm	70 cm	56 – 106 cm	150 kg	59 kg
6500 5030	Vienna Deluxe wand aankleedtafel	190 cm	91 cm	188 cm	70 cm	45 – 95 cm	227 kg	75 kg
6500 5035	Vienna Basic wand vaste hoogte aankleedtafel	190 cm	100 cm	188 cm	70 cm	–	150 kg	73 kg



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
 Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

