



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige verminderde mobiliteit.

6500 4025 / 5030 / 5035

Vienna

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6500 4025	Aankleedtafel Vienna hydraulisch	190	82	188	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Aankleedtafel Vienna deluxe wand	190	91	188	70	45 - 95	227	78
6500 5035	Aankleedtafel Vienna basic wand vaste hoogte	190		188	70		150	

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

Eenvoudige bediening
verhoogt het gebruikersgemak.

6500 4025
**Aankleedtafel Vienna
hydraulisch**



6500 5030
**Aankleedtafel Vienna
deluxe wand**



6500 5035
**Aankleedtafel Vienna
basic wand vaste hoogte**

