

Line+

Extra bereik en capaciteit voor moeiteloze, comfortabele verplaatsing

35004502

Line+ kolomlift

De Line+ biedt extra ruimte en ondersteuning tijdens dagelijkse transfers. De langere tilarm zorgt voor meer bewegingsvrijheid rondom de cliënt en ondersteunt een comfortabele positionering bij transfers tussen bed, stoel of rolstoel. De verticale hefbeweging zorgt voor een rustige en natuurlijke overgang tussen zitten en liggen. De Line+ is optioneel uit te voeren met een elektrisch verstelbaar 4-puntsjuk.

Dankzij de rechtlijnige, volledig verticale tilbeweging van de kolom kan de cliënt nauwkeurig worden gepositioneerd. De gepatenteerde rijondersteuning maakt het mogelijk om de lift met minimale inspanning in iedere richting te manoeuvreren. Krachtsensoren in de duwbeugel vertalen de beweging van de zorgmedewerker direct naar een passende snelheid en rijrichting. In combinatie met Ergo-feedback helpt dit om fysieke belasting door duwen en trekken te verminderen en ondersteunt het zorgmedewerkers bij ergonomisch werken.

Extra Ruimte & Comfort. De langere tilarm biedt meer ruimte en flexibiliteit tijdens transfers en ondersteunt een comfortabele positionering voor zowel cliënt als zorgmedewerker.

Ergonomisch & Veilig Werken. Ontwikkeld om fysieke belasting te verminderen en zorgmedewerkers te ondersteunen bij gezond en duurzaam werken.

Moeiteloze manoeuvreerbaarheid. Intuïtieve rijondersteuning met krachtsensoren zorgt voor soepele, gecontroleerde bewegingen in elke richting met minimale inspanning.

Hogere Tilcapaciteit. Dankzij de verhoogde tilcapaciteit is de Line+ geschikt voor zwaardere zorgsituaties, zonder in te leveren op gebruiksgemak.

Technische specificaties

Max. belasting	175 kg
Productgewicht	65 kg
Lengte	190 cm
Breedte	74 cm
Hoog (verstelbaar)	50 tot 100 cm



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig verminderde mobiliteit



Snelle verticale beweging

Verschillende armlengtes

Duwbeugel met
krachtsensoren

Ergo-feedback

Krachtige en
duurzame batterij

Elektrische 4-punts draagjuk
optioneel (2-punts draagjuk
standaard) dat gelijktijdig
kantelt en heft

Laag onderstel

Electric drive
support for intuitive
movement



Handbediening met leds:
batterijstatus, service- en
aan/uit-indicaties.

Technische specificaties

Lengte van het onderstel	120 cm
Hoogte van het onderstel	11.5 cm
Max. externe breedte – gesloten poten	78 cm
Max. interne breedte – open poten	127 cm
Min. interne breedte	46 cm
Verticaal bereik (lift)	130 cm
Horizontaal bereik (arm)	72 cm
Draaicirkel	146 cm
Min. bodemvrijheid	3.7 cm

Meer info of demonstratie? Neem contact op met Lopital.



Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Lopital België B.V.
Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3 870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.