

6200 4015

Amfora

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



6200 4015

Amfora douchebrancard hydraulisch hoog / laag

Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Product gewicht in kg
6200 4015	Amfora douchebrancard hydraulisch 190	190	82	180	70	50 - 100	150	63

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.